



DTX Studio™ Clinic

Version 4.2

Gebrauchsanweisung

Inhaltsverzeichnis

Einführung	6
Haftungsausschluss	6
Produktbeschreibung	6
Verwendungszweck	6
Verwendungszweck/Indikationen	6
Vorgesehener Anwender und Patientenzielgruppe	6
Unterstützte Produkte	6
Erforderliche Kompatibilität mit anderen Geräten	6
Intraorale Sensoren	7
Intraorale Kameras	7
Intraorales Scannen	7
Software	7
Geräte mit Messfunktion/Leistungsmerkmale	7
Kontraindikationen	7
Cyber-Sicherheit	7
Kompatibilität	8
Interoperabilität	8
Vorgesehene Funktionsdauer	8
Leistungsanforderungen und -Einschränkungen	8
Klinischer Nutzen und unerwünschte Nebenwirkungen	8
Technische Hilfsmittel und Schulungen	8
Hinweis bezüglich schwerwiegender Vorkommnisse	8
Fachgerechte Verwendung	9
Systemanforderungen	9
Installation der Software	9
Hinweise zur Verwendung	9
Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Vorsichtshinweise	10
Warnungen	10
Vorsichtsmaßnahmen/Vorsichtshinweise	12
Systemanforderungen	14
Start	15
Starten der Software	15
Schließen der Software	15
Erkundung von DTX Studio™ Home	15
Der Benachrichtigungsbereich	16

Anpassen der Einstellungen	16
Passen Sie die Standard- DTX Studio Home Einstellungen an.	16
Importieren oder Exportieren von Einstellungen	16
Ändern der Sprache und des Formats für das Datum bzw. die Uhrzeit	16
Anpassen der DICOM-Compliance-Einstellungen	17
Festlegen der Standard-Bildfilter	17
Deaktivieren der Autorotation von intraoralen Aufnahmen	17
Deaktivieren der automatischen Festlegung der Werte für Helligkeit und Kontrast	17
Verbinden mit DTX Studio Core	18
Hinzufügen einer Anwendung zum Aktionsbereich	18
Aktivieren der PMS-Integration (Praxisverwaltungssoftware)	18
Ein von TWAIN unterstütztes Gerät hinzufügen	19
Konfigurieren des Direktordners zum Erkennen von Gerätebildern von Drittanbietern	19
Festlegen der Standard-Exportordner	19
Automatisches Speichern beim Schließen aktivieren DTX Studio Clinic	19
Lernressourcen und Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst	20
Anzeigen aller Lernressourcen und Tastenkombinationen	20
Kundendienst kontaktieren	20
Übersicht über die Hauptfunktionen	21
Patientendatensätze	22
Erstellen eines neuen Patientendatensatzes	22
Verwalten von Patientendatensätzen	22
Datenschutzeinstellungen verwalten	22
Suchen und Sortieren von Patientendatensätzen	23
Sortieren der Patientenliste	23
Suchen nach einem Patienten	23
Exportieren eines Patientendatensatzes	23
Verwalten von Daten	24
Importieren von Daten	24
Importieren von Bildern von Drittanbietergeräten	24
Ziehen und Ablegen von Bildern und Dateien in einen Patientendatensatz oder DTX Studio Clinic	24
Importieren von Daten aus DTX Studio Clinic	24
3D-Röntgenaufnahmen importieren	24
IO-Scans importieren	25
Importieren von Gesichtsscans	25
Importieren von 2D-Aufnahmen	25
Aus der Zwischenablage importieren	25
Importieren von Daten aus der 3Shape Dental Desktop-Software	26
Importieren eines OP-Plans	26

Freigeben von Daten	26
Patientendaten freigeben über DTX Studio Go	26
Freigeben einer 3D-Präsentation	27
Teilen Sie 2D-Bilder per E-Mail oder übertragen Sie sie an eine Drittanbieteranwendung	27
Exportieren von Daten	28
Exportieren eines Patientendatensatzes	28
Exportieren von Patientendaten	28
Exportieren des Implantatplans nach X-Guide	28
Aufnahmeaufträge	29
Planen einer Aufnahme	29
Suchen und Sortieren von Aufnahmeanforderungen	29
Sortieren der Aufnahmeauftragsliste	29
Suchen nach einem Aufnahmeauftrag	29
Verwalten von Aufnahmeaufträgen	30
Scan-Arbeitsabläufe	30
Definieren eines Scan-Arbeitsablaufs	30
Anwenden eines Scan-Arbeitsablaufs	30
Durchführen einer Aufnahme	31
Durchführen einer geplanten Aufnahme	31
Durchführen einer Sofortaufnahme	31
Geführte Aufnahme mit intraoralen Sensoren oder PSP-Geräten	31
Freie Aufnahme mit intraoralen Sensoren oder PSP-Geräten	32
Geführte Bildaufnahme mit intraoralen Kameras	33
Freie Aufnahme von Bildern mit intraoralen Kameras	33
Intraorales Scannen	34
3Shape TRIOS® Scanner	34
DEXIS und Medit Scanner	34
Erfassen von Daten eines intraoralen Scans	34
Erneutes Öffnen eines Scanfalls	34
Wiederaufnahmen des DEXIS IS ScanFlow Scans	35
Aktivieren der fortgeschrittenen ScanFlow Funktionen	35
Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung	36
Erkunden DTX Studio Clinic	36
Arbeiten mit dem Patientenmenü	37
Menüoptionen	37
Aktionen	37
Zahnübersicht	37
Bearbeiten der Zahnübersicht	38
Diagnosedaten	38

Einstellen des Hintergrunds für die 3D- und IO-Scan-Ansicht	38
Einstellen der Standard-Zoomstufe für Bilder	39
Interaktion in den Ansichten	39
Arbeitsbereiche	40
Anpassen von Arbeitsbereichen	43
Anzeigen aller zugehörigen Zahninformationen mit SmartFocus™	43
Ansichten mit SmartLayout™ anpassen	43
Zusammenführen von IO-Scans und 3D-Röntgenaufnahmen	43
Verwenden Sie die Miniaturbildleiste	44
Diagnostische Befunde hinzufügen	44
SmartPanel Zahnübersicht	44
Anpassen des Knochendichtegrenzwerts.	45
Anpassen von Querschnitten	45
Ausblenden des 3D-Volumens	45
Intraorale USB-Dentalkameras in Arbeitsbereichen verwenden	45
Bearbeiten Sie Bilder im Arbeitsbereich „Klinische Bilder“.	46
Implantatobjekte im Implantatarbeitsbereich erstellen und ändern	46
Die OP-Schablone fertigstellen	46
Bestätigen in DTX Studio Clinic	46
Berechnen und stellen Sie fertig in DTX Studio Home	47
Tools	47
Berichte	52
Erstellen von Berichten	52
Hinzufügen von benutzerdefinierten Praxislogos	52
Öffnen von DTX Studio Implant	52
Verbinden von DTX Studio Clinic und DTX Studio Implant	52
Starten von DTX Studio Implant	53
Bestellungen und Partnerkooperationen	53
Bestellen eines OP-Plans, einer OP-Schablone oder einer Restaurationsbestellung	53
Einrichten einer Verbindung mit einem Partner	53
Direkt bei einem Partner bestellen	54
Anzeigen eines Partnerfalls oder Hinzufügen neuer Daten	54
Fokusbereichserkennung	55
Was ist Fokusbereichserkennung?	55
Verwendung der Fokusbereichserkennung	55

Einführung

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist Bestandteil eines umfassenden Behandlungskonzepts und darf ausschließlich in Kombination mit den zugehörigen Originalprodukten gemäß den Anweisungen und Empfehlungen von Nobel Biocare (nachfolgend „das Unternehmen“ genannt) verwendet werden. Durch die nicht empfohlene Verwendung von Produkten von Fremdanbietern in Kombination mit Produkten des Unternehmens erlischt die Garantie, und andere ausdrückliche oder konkludente Verpflichtungen werden nichtig. Der Anwender der Produkte muss feststellen, ob das Produkt für einen bestimmten Patienten unter den gegebenen Bedingungen geeignet ist. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung, weder ausdrücklich noch konkludent, für direkte oder mittelbare Schäden, Strafe einschließenden Schadensersatz oder sonstige Schäden, die durch oder in Verbindung mit Fehlern bei der fachlichen Beurteilung oder Praxis im Rahmen der Verwendung dieser Produkte auftreten. Der Anwender ist außerdem verpflichtet, sich regelmäßig über die neuesten Weiterentwicklungen in Bezug auf dieses Produkt und seine Anwendung zu informieren. Im Zweifelsfall ist das Unternehmen zu kontaktieren. Da die Verwendung des Produkts der Kontrolle des Anwenders obliegt, übernimmt dieser die Verantwortung. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aus der Verwendung des Produkts. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass einige Produkte, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, unter Umständen nicht in allen Märkten lizenziert oder für den Verkauf zugelassen sind.

Lesen Sie vor der Verwendung von DTX Studio Clinic sorgfältig die Gebrauchsanweisung, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Bitte beachten Sie, dass die in diesem Dokument aufgeführten Informationen Sie in das Thema einführen sollen.

Produktbeschreibung

DTX Studio Clinic ist eine Softwareschnittstelle für Zahnärzte, mit der 2D- und 3D-Bildgebungsdaten zeitnah analysiert werden können, um dentale, kranio-maxillofaziale und zugehörige Erkrankungen zu behandeln. DTX Studio Clinic zeigt Bildgebungsdaten von verschiedenen Geräten an und verarbeitet diese (z. B. intraorale Röntgenaufnahmebilder, DVT-Scanner, Intraoralscanner, intraorale und extraorale Kameras).

DTX Studio Clinic verfügt über einen KI-gesteuerten Algorithmus zur Erkennung von Fokusbereichen, der intraorale Röntgenaufnahmen auf mögliche Zahnbefunde oder Erfassungsartefakte analysiert.

Die erkannten Fokusbereiche können anschließend nach Genehmigung durch den Benutzer in Befunde umgewandelt werden.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck der Software ist die Unterstützung der Diagnoseverfahren und der Behandlungsplanung dentaler und kranio-maxillofazialer Verfahren.

Verwendungszweck/Indikationen

DTX Studio Clinic ist ein Softwareprogramm für die Erfassung, Verwaltung, Übertragung und Analyse von zahnmedizinischen und kranio-maxillofazialen Bildinformationen. Es kann zur Unterstützung bei der Erkennung von verdächtigen Zahnbefunden und zur Planung von Lösungen für die Zahnrestauration verwendet werden.

Es zeigt aufbereitete digitale Bilder aus verschiedenen Quellen an und unterstützt so den Diagnoseprozess und die Behandlungsplanung. Die Bilder werden innerhalb des Systems oder auf verschiedenen Computersystemen an unterschiedlichen Standorten gespeichert und bereitgestellt.

Vorgesehener Anwender und Patientenzielgruppe

DTX Studio Clinic wird von einem interdisziplinären Behandlungsteam verwendet, um sie bei der Behandlung von Patienten zu unterstützen, die dentalen, kranio-maxillofazialen oder zugehörigen Behandlungen unterzogen werden.

Unterstützte Produkte

OP-Schablonen-Formdatei (STL).

Erforderliche Kompatibilität mit anderen Geräten

Das DTX Studio-Ökosystem ist mit den am häufigsten verwendeten Betriebssystemen Windows und Mac, einschließlich der neuesten Versionen, kompatibel.

Intraorale Sensoren

DEXIS™ Titanium, DEXIS Platinum, GXS-700™, DEXIS IXS™, Gendex™ GXS-700™.

Intraorale Kameras

DEXIS DexCAM™ 4 HD, DEXIS DexCAM 3, DEXIS DexCAM 4, Gendex GXC-300™, KaVo DIAGNOcam™ Vision Full HD, KaVo DIAGNOcam, CariVu™, KaVo ERGOcam™ One.

Intraorales Scannen

Kompatibilität mit MEDIT Link Software* und MEDIT Scan für DTX Studio*, die die Intraoralscanner MEDIT™ i500/X 500, MEDIT i700/X 700 bzw. andere kompatible Modelle unterstützt.

Kompatibilität mit der Software DEXIS™ IS ScanFlow*, die die Intraoralscanner CS 3600/DEXIS IS 3600, CS 3700/DEXIS IS 3700, CS 3800/DEXIS IS 3800 bzw. andere kompatible Modelle unterstützt.

Software

DTX Studio Core*, DTX Studio Implant, DTX Studio Go, DTX Studio Lab*, CyberMed OnDemand3D™*, Osteoid (früher Anatomage) InVivo™.

* Das Produkt ist nur für das Windows-Betriebssystem erhältlich.

Geräte mit Messfunktion/ Leistungsmerkmale

Die Messgenauigkeit und -präzision beträgt 0,1 mm für lineare Messungen und 0,1 Grad für Winkelmessungen auf der Grundlage von (Kegelstrahl-) CT-Scans, die gemäß der Gebrauchsanweisung des Scannergeräts mit einer Voxelgröße von 0,5 mm x 0,5 mm x 0,5 mm aufgenommen wurden.

DTX Studio Clinic meldet den auf eine Zahl nach dem Komma gerundeten Wert, basierend auf vom Anwender ausgewählten Punkten.

Kontraindikationen

n. v.

Cyber-Sicherheit

Der Schutz Ihrer Praxis vor Cyber-Sicherheits-Bedrohungen liegt in der gemeinsamen Verantwortung von uns als Hersteller und Ihnen als Gesundheitsdienstleister. Nobel Biocare hat Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Software vor solchen Bedrohungen geschützt ist.

Darüber hinaus wird die Installation einer aktiven und aktualisierten Antivirus- und Anti-Malware-Software zusammen mit einer ordnungsgemäß konfigurierten Firewall auf dem Computer empfohlen, auf dem DTX Studio Clinic verwendet werden soll.

Stellen Sie außerdem sicher, dass das Büronetzwerk vor unbefugtem Zugriff geschützt und vom Besuchernetzwerk getrennt ist.

Zudem wird dringend empfohlen, die letzte verfügbare Aktualisierung Ihres Betriebssystems zu installieren, da dadurch bekannte Fehler oder Schwachstellen behoben werden und die Sicherheit von Benutzern und Computersystemen erhöht wird.

Verwenden Sie außerdem eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Zugriff auf die Software und sperren Sie den Computer immer, wenn er unbeaufsichtigt ist. Andernfalls kann es zu einem unbefugten Zugriff kommen.

Es wird empfohlen, DTX Studio Clinic ohne Administratorrechte zu starten. Andernfalls kann es zum unbeabsichtigten Starten bössartiger ausführbarer Drittanbieterdateien kommen.

Es wird empfohlen, DTX Studio Clinic stets auf die neueste verfügbare Softwareversion zu aktualisieren. Andernfalls kann es zu einem unbefugten Zugriff kommen.

Es wird empfohlen, die Auditprotokollierung in den Einstellungen zu aktivieren. Andernfalls kann die Aufdeckung bössartiger Aktivitäten verhindert werden.

Um sich von unerwarteten Systemausfällen oder bössartigen Ereignissen, die zu Datenverlusten führen können, schnell zu erholen, ist es ratsam, regelmäßig Sicherungskopien der Patientendaten zu erstellen.

Bei einer Einrichtung mit DTX Studio Core wird empfohlen, die Verbindung mit DTX Studio Core über https herzustellen. Lesen Sie in den DTX Studio Core-Leitlinien nach, wie Sie diese Verbindung einrichten können.

Kompatibilität

DTX Studio Clinic ist mit anderen medizinischen Geräten verbunden und die Software ist mit vorherigen Versionen von DTX Studio Clinic kompatibel.

Interoperabilität

DTX Studio Clinic kann nahtlos mit Folgendem verwendet werden:

- DTX Studio Core.
- DTX Studio Implant.
- DTX Studio Go.
- DTX Studio Lab.
- CyberMed OnDemand3D.
- MEDIT Scan für DTX Studio.
- Medit Link.
- DEXIS IS ScanFlow.

Vorgesehene Funktionsdauer

Die für die Software vorgesehene Funktionsdauer beträgt drei Jahre. Bei Verwendung auf den unterstützten Betriebssystemen funktioniert die Software entsprechend ihrem Verwendungszweck.

Leistungsanforderungen und -Einschränkungen

Stellen Sie sicher, dass DTX Studio Clinic nur mit einem bestätigtem Betriebssystem verwendet wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den [Systemanforderungen](#) in der Gebrauchsanweisung.

Klinischer Nutzen und unerwünschte Nebenwirkungen

DTX Studio Clinic ist Teil der zahnärztlichen oder kranio-maxillofazialen Behandlung. Behandler können die Software für den Diagnose- und Behandlungsplanungsprozess verwenden.

Für DTX Studio Clinic wurden keine unerwünschten Nebenwirkungen identifiziert.

Technische Hilfsmittel und Schulungen

Allen Behandlern – sowohl Neueinsteigern als auch Anwendern, die Erfahrung in den Bereichen Implantologie und Prothetik sowie mit der dazugehörigen Software haben – wird nachdrücklich empfohlen, an einer speziellen Schulung teilzunehmen, bevor sie eine neue Behandlungsmethode anwenden.

Nobel Biocare stellt ein vielseitiges Schulungsangebot für jeden Kenntnisstand zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Schulungswebsite unter [tw.dtxstudio.com](https://www.dtxstudio.com).

Hinweis bezüglich schwerwiegender Vorkommnisse

Wenn sich während der Verwendung dieses Produkts oder aufgrund seiner Verwendung ein schwerwiegendes Vorkommnis ereignet, melden Sie dies bitte dem Hersteller und Ihrer nationalen Regulierungsbehörde. Die Kontaktinformationen des Herstellers dieses Produkts für die Meldung eines schwerwiegenden Vorkommnisses lauten wie folgt:

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

Fachgerechte Verwendung

DTX Studio Clinic kommt nur für die fachgerechte Verwendung zum Einsatz.

Systemanforderungen

Wir empfehlen, vor Installation der Software die [Systemanforderungen](#) zu prüfen. Wenden Sie sich an den Technical Support, um weitere Informationen zu Mindest- und/oder empfohlenen Anforderungen zu erhalten. Neue Versionen der Software haben ggf. höhere Anforderungen an Hardware oder Betriebssystem.

Installation der Software

Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachkraft oder den Technical Support, um weitere Informationen zur Installation der Software zu erhalten.

Hinweise zur Verwendung

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in den ausführlichen Anweisungen weiter unten in dieser Gebrauchsanweisung.

Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Vorsichtshinweise

Warnungen

Folgende Warnungen werden in der Software angezeigt.



- **Der Name in der (den) DICOM-Datei(en) unterscheidet sich vom Patientennamen.**
Um zu vermeiden, dass zum Erstellen des Patientenmodells falsche Daten verwendet werden, überprüfen Sie den Patientennamen und stellen Sie sicher, dass der Patientennamen und der im DICOM-Set verwendete Name übereinstimmen.
- **Die 3D-Röntgenaufnahme kann der aktuellen Diagnose nicht hinzugefügt werden.**
Die aktuelle Diagnose enthält eine 3D-Röntgenaufnahme, die mit einem OP-Plan verknüpft ist. Erstellen Sie eine neue Diagnose, um die 3D-Aufnahme zu importieren.
- **Der OP-Plan kann der aktuellen Diagnose nicht hinzugefügt werden.**
Wählen Sie auf Grundlage der in der aktuellen Diagnose enthaltenen 3D-Röntgenaufnahme einen OP-Plan aus.
- **Das Exportieren von Bildern mit 8 Bit kann zu einem Verlust an Genauigkeit führen.**
Es wird empfohlen, die Bilder in einem anderen Format zu exportieren, um ihre Qualität zu erhalten.
- **Patienten keiner Strahlung aussetzen!**
Gerät konnte nicht aktiviert werden. In diesem Zustand kann das Gerät keine Röntgenstrahlung empfangen. Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie das Gerät erneut verbinden oder neu starten. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst des Geräteherstellers.
- **Ihr Sensor wird für die nächste Exposition vorbereitet. Bitte warten Sie.**
Das Gerät wird gerade neu gestartet. In diesem Zustand kann das Gerät keine Röntgenstrahlung empfangen.
- **Die Parameter des Aufnahmearbeitsauftrags auf dem Gerät prüfen.**
Prüfen Sie vor jeder Röntgenaufnahme (Strahlenexposition) am Patienten unbedingt die Parameter des Geräts.
- **Es wird nicht empfohlen, den Behandlungsplan ohne die Verwendung der tatsächlichen Implantatformen zu ändern.**
Die tatsächlichen Formen können von DTX Studio Go heruntergeladen werden.
- **Bild wurde gespiegelt.**
Diese Warnung wird angezeigt, wenn Bilder von Benutzern manuell (horizontal oder vertikal) gespiegelt werden.
- **Bild wurde zugeschnitten.**
Diese Warnung wird angezeigt, wenn Bilder von Benutzern manuell zugeschnitten werden.

- **Die automatische intraorale Bildsortierung (MagicAssist™) ist nur für das Gebiss eines Erwachsenen ohne Generation, Engstand und Makrodonkie vorgesehen.**

Diese Warnung wird angezeigt, um das Risiko einer Verwendung von MagicAssist bei nicht geeigneten Patientenbildern zu verringern.

- **Bitte beachten Sie, dass die Darstellung von Daten (z. B. Ansichtsdarstellung, Objektfarben) sowie Warnungen in der DTX Studio Clinic und der X-Guide Software unterschiedlich sein können.**



- **Nicht unterstützte Implantate.**

DTX Studio Clinic unterstützt nur eine Auswahl an Implantaten, die nach X-Guide™ exportiert werden sollen. Nicht unterstützte Implantate werden der X-Guide Datei nicht hinzugefügt.

- **Das Implantat ist zu nah an einer markierten anatomischen Struktur.**

Ein Implantat ist zu nah an einer markierten anatomischen Struktur (z. B. einem markierten Nerv) geplant. Stellen Sie sicher, dass das Implantat die anatomische Struktur nicht beeinträchtigt.

- **Die Implantate kollidieren.**

Einige Implantate kollidieren. Dies kann während der OP zu Problemen führen. Eine Änderung des Behandlungsplans wird empfohlen.

- **Die Patientendatensätze werden derzeit synchronisiert. Wenn Sie die Anwendung jetzt schließen, sind die letzten Änderungen nicht mehr auf DTX Studio Core verfügbar.**

Ein Patientendatensatz wird aktualisiert, und die Synchronisierung mit DTX Studio Core ist noch nicht abgeschlossen. Die neuesten Änderungen für den Patienten sind für andere Benutzer in der Praxis nicht verfügbar, wenn die Synchronisierung nicht zuerst abgeschlossen wird.

In DTX Studio Clinic werden außerdem verschiedene technische Warnungen dargestellt (z. B. inkonsistente CT-Daten).

Es wird unbedingt empfohlen, dass Anwender sich an die Anweisungen und technischen Meldungen in der Software halten, um ungenaue Aufnahmen möglichst zu vermeiden.

Die automatische intraorale Bildsortierung (MagicAssist) ist nur für das Gebiss eines Erwachsenen ohne Generation, Engstand und Makrodonkie vorgesehen.

Der Kliniker sollte sich nicht allein auf die Ergebnisse der Fokusbereichserkennung verlassen, sondern eine vollständige systematische Überprüfung und Interpretation des gesamten Patientendatensatzes und anderer differentialdiagnostischer Methoden vornehmen.

Die Erkennung des Fokusbereichs ist auf Bilder beschränkt, bei denen eine Erkennung möglich ist.

Die automatische Erkennung von Fokusbereichen ist nur für das Gebiss eines Erwachsenen ohne Geminatation, Ergründung und Makrodontie vorgesehen.

Vorsichtsmaßnahmen/Vorsichtshinweise



- Anwendern wird empfohlen, an einer Schulung teilzunehmen, bevor sie eine neue Behandlungsmethode oder eine neue Komponente anwenden.
- Wenn eine neue Komponente oder Behandlungsmethode erstmals verwendet wird, lassen sich durch die Zusammenarbeit mit einem Kollegen, der bereits mit der neuen Komponente oder Behandlungsmethode vertraut ist, eventuelle Komplikationen vermeiden.
- Der Anwender sollte sicherstellen, dass sich die Patientenbewegungen während des Scanprozesses auf ein Minimum beschränken und so das Risiko einer inkorrekten Aufnahme reduziert ist.
- Mangelndes Wissen und mangelnde Kenntnis der Software können dazu führen, dass sich die Diagnose, Planung oder die eigentliche Behandlung verzögert oder neu geplant werden muss.
- Wenn Sie die Diagnose- und Planungstools der Software verwenden, sollten Sie besonders auf Folgendes achten:
 - Sind die Indikationen (Darstellungen, Messungen, kritische Strukturen, importierte Daten, Implantatplanung) korrekt?
 - Sind die Ergebnisse der automatisierten Funktionen korrekt (Ausrichtung von Dentalscans, automatisches Füllen von Löchern und Segmentierung der Atemwege)?
 - Ist die Patienten-ID korrekt (nach dem Öffnen einer Patientenakte über PMS-Systeme und beim Erstellen von Auftragsaufträgen)?
 - Sind die Daten auf dem neuesten Stand?Andernfalls erhöht sich das Risiko, dass die Diagnose, Planung oder Behandlung überarbeitet werden muss, was wiederum zu Verzögerungen im Ablauf führt oder eine neue Planung erfordert.
- Bei der Arbeit mit Bilderfassungsgeräten ist besondere Sorgfalt geboten. Fehler bei der Verwendung können zu einer Verzögerung oder Neuterminierung der Diagnose, Planung oder Behandlung oder zu einer unnötigen zusätzlichen Strahlenbelastung für den Patienten führen.
- Beachten Sie, dass beim Abrufen von Berichten oder Patientendaten aus der Software das Risiko besteht, dass nicht anonymisierte Patientendaten ohne Zustimmung des Patienten für nicht vorgesehene Zwecke verwendet werden.
- Sie sollten besonders auf die zugewiesene Zahnnummerierung und die Ausrichtungsmarkierungen der Ansichten achten. Eine falsch zugewiesene Zahnnummer oder eine falsche Patientenausrichtung können dazu führen, dass beim Patienten die falschen Behandlungsmaßnahmen durchgeführt werden.

- Nach dem Aktualisieren der Softwareversion sollte überprüft werden, ob die kritischen Einstellungen der offenen Fälle und/oder des Behandlungsplans in der neuen Version korrekt sind. Falsche Einstellungen können dazu führen, dass sich die Diagnose, Planung oder die eigentliche Behandlung verzögert oder neu geplant werden muss.



- Es wird empfohlen, dem erstellten Implantatplan und der Positionierung der Implantate zueinander und zu anderen wichtigen anatomischen Strukturen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Vergewissern Sie sich außerdem immer, dass der richtige Implantatplan für den Export ausgewählt wurde und dass der exportierte Implantatplan oder die exportierte OP-Schablone alle notwendigen Informationen für die Implantatchirurgie enthält.

Andernfalls erhöht sich das Risiko, dass die Diagnose, Planung oder Behandlung überarbeitet werden muss, was wiederum zu Verzögerungen im Ablauf führt oder eine neue Planung erfordert.

Systemanforderungen

Betriebssystem ¹	Windows® 11 oder 10 64-Bit (Pro- und Enterprise-Edition) auf Desktop und Notebook. macOS Ventura (13) oder Monterey (12) (Intel®-basierter Mac und Apple Silicon Mac mit M1-Chip oder höher) auf den Geräten iMac, Mac Mini, Mac Pro, MacBook Pro, MacBook Air. ²	
	Grundlegende Konfiguration (nur 2D-Bildgebung)	Empfohlene Konfiguration (2D- und 3D-Bildgebung mit besserer Leistung)
CPU	Dual- oder Quad-Core	2,8 GHz Quad-Core (Intel Core i5 oder i7)
RAM	4 GB	8 GB oder mehr
Grafikkarte	Dedizierte Grafikkarte der Einstiegsklasse oder integrierte Intel-Grafikkarte. Intel-CPU's der 6. Generation mit integrierter Intel-Grafik der 9. Generation oder höher werden unterstützt. Unterstützung für OpenGL® 3.3 ist erforderlich. ³	Dedizierte Add-In-Grafikkarte mit optimaler 3D-Unterstützung (OpenGL 3.3) und 2 GB VRAM oder mehr. Für 4K-Displays werden mindestens 4 GB VRAM empfohlen.
Speicherplatz	10 GB freier Speicherplatz für die Installation und zusätzlicher Speicherplatz für vom Benutzer erstellte Daten. Ein typischer 2D-Patientendatensatz in DTX Studio Clinic ist etwa 10 MB groß.	10 GB freier Speicherplatz für die Installation und zusätzlicher Speicherplatz für vom Benutzer erstellte Daten. Ein typischer 3D-Patientendatensatz in DTX Studio Clinic ist etwa 250 MB groß.
Netzwerk	Breitband-Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von 3 Mbit/s für den Upload und 30 Mbit/s für den Download. Eine ständige Verbindung mit dem Internet wird empfohlen. Wenn das nicht möglich ist, sollte mindestens alle 14 Tage eine Verbindung hergestellt werden, da anderenfalls Ihr Zugang zu DTX Studio Clinic temporär ausgesetzt werden kann.	
Festplatte	Installieren Sie DTX Studio Clinic auf Mac-Geräten nur auf einem APFS, HFS+ oder HFSJ-Laufwerk (ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung).	
Monitor	Full HD (1920 × 1080) oder höher. Bei Verwendung der Anzeigeskalierung können Informationen fehlen. Aus diesem Grund sollte die äquivalente skalierte Auflösung nicht niedriger als 1920 × 1080 sein.	
LAN	Wenn DTX Studio Clinic zusammen mit DTX Studio Core installiert wird, wird ein lokales Gigabit-Netzwerk empfohlen.	

¹ Es wird dringend empfohlen, auf die neueste verfügbare Version Ihres Betriebssystems (OS) zu aktualisieren.

² Bei den Grafikkarten einiger MacBook Air®- und Mac® Mini-Konfigurationen gibt es Einschränkungen im Hinblick auf die Volumendarstellung. Sie haben die Möglichkeit, die Volumendarstellung mit niedriger Auflösung zu verwenden.

³ Die OpenGL®-Version Ihrer Grafikkarte können Sie unter <http://realtech-vr.com/admin/glview> überprüfen.

Start

Starten der Software

1. Öffnen Sie DTX Studio Clinic:
 - Doppelklicken Sie unter Windows auf das Verknüpfungssymbol  auf dem Desktop.
 - Unter macOS klicken Sie im Finder-Anwendungsordner oder im Dock auf das Verknüpfungssymbol .
2. Wählen Sie den Anwender aus.
3. Geben Sie Ihr Kennwort ein.
4. Klicken Sie auf [Login](#).

Bemerkungen

Wenn für DTX Studio Go die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet wurde, müssen Sie alle 30 Tage zusätzlich einen sechsstelligen Verifizierungscode eingeben, um sich anmelden zu können.

DTX Studio Clinic sollte immer mit dem Internet verbunden sein. Wenn das nicht möglich ist, sollte mindestens alle 14 Tage eine Verbindung hergestellt werden, da anderenfalls Ihr Zugang zu DTX Studio Clinic temporär ausgesetzt werden kann.

Schließen der Software

Stellen Sie sicher, dass Sie alle aktiven DTX Studio Clinic und Scanmodul*-Instanzen schließen.

Klicken Sie auf [Menü](#) und dann auf [Anwendung schließen](#).


Anmerkung

Wenn Sie die Schließschaltfläche  verwenden, läuft die Software weiterhin im Hintergrund und lässt die Synchronisation von Daten und ein schnelleres erneutes Öffnen von DTX Studio Home/DTX Studio Clinic zu.

* Das Modul muss unter Umständen lizenziert werden.

Erkundung von DTX Studio™ Home

DTX Studio Home ist der Arbeitsbereich, in dem Sie Patientendatensätze, Scananforderungen, Aufträge und allgemeine Einstellungen auswählen und verwalten.



- 1 Randleiste
- 2 Patientenliste
- 3 Aktionsbereich
- 4 Detailbereich

Der Benachrichtigungsbereich

Über das -Symbol im Benachrichtigungsbereich haben Sie Zugriff auf die DTX Studio Home-Einstellungen () und die folgenden Registerkarten:

- **Benachrichtigungen:** Zeigt an, welche Patientendatensätze hochgeladen oder mit DTX Studio Core synchronisiert werden.
- **DTX:** Bietet schnellen Zugriff auf DTX Studio Core () , DTX Studio Go () , Expositionsberichte* , QuickPrescribe* , das Scan-Center* oder eine verknüpfte Drittanbieteranwendung.
- **Geräte:** listet direkte Ordner für den Import von Bildern von Fremdgeräten auf, zeigt Erfassungsgeräte und deren Status an (über USB oder TWAIN  angeschlossen, online , beschäftigt  oder offline ). Klicken Sie auf , um auf die Geräteeinstellungen, Einstellungen für den Ordnerimport zuzugreifen oder nicht benötigte Geräte zu deaktivieren.

* Erfordert DTX Studio Core.

Anpassen der Einstellungen

Passen Sie die Standard- DTX Studio Home Einstellungen an.

1. Klicken Sie auf **Menü** .
2. Klicken Sie auf **Einstellungen** .

Importieren oder Exportieren von Einstellungen

Erstellen oder importieren Sie eine Einstellungsdatei mit den festgelegten Einstellungen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Einstellungen für eine neue Installation exportieren, Ihre Einstellungen für andere Benutzer von DTX Studio Clinic freigeben oder ein Backup erstellen möchten.

Anmerkung

Lesen Sie dazu die ausführlichen Informationen in den Hilfe-Dateien zum Thema „Einstellungen freigeben“: Klicken Sie auf  und wählen Sie **Hilfe** aus.

Klicken Sie in der Seitenleiste DTX Studio Home **Einstellungen** auf **Einstellungen freigeben**.

- Wenn Sie eine Einstellungsdatei importieren möchten, klicken Sie im Bereich **Importieren** auf **Suchen**. Wählen Sie die Einstellungsdatei aus und klicken Sie auf **Speichern**. Klicken Sie zur Bestätigung auf **Importieren**.
- Um eine Einstellungsdatei zu exportieren, klicken Sie im Bereich **Exportieren** auf **Suchen**. Ändern Sie bei Bedarf den Dateinamen und klicken Sie auf **Speichern**. Klicken Sie zur Bestätigung auf **Exportieren**.

Ändern der Sprache und des Formats für das Datum bzw. die Uhrzeit

So stellen Sie die bevorzugte Sprache, das Datumsformat und das Zeitformat ein:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste DTX Studio Home **Einstellungen** auf **Allgemeines**.
2. Wählen Sie in den Listen **Kurzes Datumsformat**, **Langes Datumsformat** und **Zeitformat** das Datums- und Zeitformat aus.
3. Wählen Sie aus der Liste **Anwendungssprache** die bevorzugte Sprache aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Starten Sie DTX Studio Clinic neu, damit die Änderungen in Kraft treten.

Anpassen der DICOM-Compliance-Einstellungen

Geben Sie die Informationen zur Praxis ein, um die Einhaltung der Norm DIN 6862-2 sicherzustellen. Beim Exportieren einer DICOM-Datei ersetzen die angegebenen Informationen der Praxis leere Tags.

1. Klicken Sie in der Seitenleiste DTX Studio Home [Einstellungen](#) auf **Allgemeines**.
2. Wählen Sie **Standard DIN 6862-2 verwenden** aus.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen zur Praxis ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Anmerkung

Beim Importieren und Exportieren einer kompatiblen DICOM-Datei bleiben die DIN-6862-2-Tags immer erhalten.

Festlegen der Standard-Bildfilter

So legen Sie die Standard-Bildfilter für die DTX Studio Home-Ansicht und DTX Studio Clinic fest:

1. Klicken Sie in der Randleiste in den DTX Studio Home [Einstellungen](#) oder DTX Studio Clinic-Einstellungen auf [Bildeinstellungen](#).
2. Wählen Sie aus der Liste **Standardbildeinstellungen** den Bildtyp aus, für den Sie die Standard-Filtereinstellungen festlegen möchten.

Anmerkung

Wenn Sie benutzerdefinierte Werte für den Kontraststärke-Filter festlegen möchten, wählen Sie in der Liste [Standardbildeinstellungen](#) die Option **OPG**, **Intraoral** oder **Fernröntgen** aus. Legen Sie für die **Kontraststärke**-Option **manuell** fest.

3. Wählen Sie die Filter aus, die standardmäßig für den ausgewählten Bildtyp verwendet werden sollen, und verwenden Sie den angezeigten Schieber, um den Filterprozentsatz einzustellen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie zu den ursprünglichen Standardwerten zurückkehren möchten, klicken Sie auf **Zurücksetzen**.

Deaktivieren der Autorotation von intraoralen Aufnahmen

Bei einer Sofortaufnahme werden intraorale Aufnahmen automatisch in die richtige Position gedreht. So können Sie dies deaktivieren:

1. Klicken Sie in der Randleiste in den DTX Studio Home [Einstellungen](#) oder DTX Studio Clinic-Einstellungen auf [Bildeinstellungen](#).
2. Deaktivieren Sie **Intraorale Röntgenaufnahmen in DTX Studio Capture**.

Deaktivieren der automatischen Festlegung der Werte für Helligkeit und Kontrast

Beim Importieren oder Erfassen eines 2D-Bildes werden die Werte für Helligkeit und Kontrast automatisch festgelegt. So können Sie dies deaktivieren:

1. Klicken Sie in der Randleiste in den DTX Studio Home [Einstellungen](#) oder DTX Studio Clinic-Einstellungen auf [Bildeinstellungen](#).
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü oben rechts **OPG-Aufnahmen**, **Intraoral** oder **Fernröntgen** aus.
3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Fensterung**.
4. Geben Sie benutzerdefinierte Werte für Helligkeit und Kontrast ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Verbinden mit DTX Studio Core

DTX Studio Core ist eine Softwarelösung, mit der Patientenmedien und Bilddaten (2D-Röntgenaufnahmen, 3D-DVT-Röntgenaufnahmen, Dentalscans, Fotos) auf strukturierte und zentralisierte Weise gespeichert und abgerufen werden können, sodass die gespeicherten Daten überall in der Zahnarztpraxis sofort zugänglich sind.

- Wenn es mit DTX Studio Core verbunden ist, kann DTX Studio Clinic in einer Netzwerkumgebung verwendet werden, um Bilder von anderen unterstützten, über Ethernet angeschlossenen und 3Shape TRIOS® Geräten zu erfassen.
- Es muss eine Verbindung zu DTX Studio Core hergestellt werden, um mit Netzwerkgeräten sowie Aufnahmeaufträgen arbeiten und auf Röntgenberichte zugreifen zu können.

So stellen Sie eine Verbindung mit DTX Studio Core her:

1. Klicken Sie in der Randleiste in den DTX Studio Home [Einstellungen](#) auf [Core](#).
2. Geben Sie die [URL](#) (Webadresse), den [Benutzernamen](#) und das [Kennwort](#) für DTX Studio Core ein.
3. Klicken Sie auf [Verbinden](#).

Hinzufügen einer Anwendung zum Aktionsbereich

So fügen Sie dem Aktionsbereich eine Anwendungsverknüpfung hinzu:

1. Klicken Sie in der Randleiste in den DTX Studio Home [Einstellungen](#) auf [Schnellstart](#).
2. Klicken Sie auf [Hinzufügen](#).
3. Wählen Sie die ausführbare Datei aus und klicken Sie auf [Öffnen](#).
4. Ändern Sie gegebenenfalls den [Anwendungsnamen](#).
5. Sie können auch [Mit Patientendaten starten](#) auswählen, um die Drittanbieteranwendung mit Patientendaten zu starten.
 - Geben Sie an, welche Daten exportiert werden, indem Sie im Feld [Exportparameter](#) Exportparameter hinzufügen.

Anmerkung

Eine ausführliche Übersicht aller Patientendatenparameter finden Sie unter „Schnellstart“ in den Hilfedateien.

- Klicken Sie auf [Suchen](#), um einen Speicherort für die exportierten Daten auszuwählen.

6. Klicken Sie auf [OK](#).

Aktivieren der PMS-Integration (Praxisverwaltungssoftware)

Durch die Integration von DTX Studio Clinic in ein PMS (z. B. durch VDDS oder OPP/OPP web) können Sie aus dem PMS heraus eine Patientenakte erstellen und ein Bild aufnehmen.

Sie können sich eine Vorschau der PMS-Bilder in DTX Studio Home oder direkt im DTX Studio Clinic ansehen.

1. Klicken Sie in der Randleiste in den DTX Studio Home [Einstellungen](#) auf [Praxismanagement Software-Integration](#).
2. Wählen Sie [PMS-Integration aktivieren](#).

Anmerkung

Ausführliche Informationen finden Sie im Thema „Praxismanagement Software-Integration“ in den Hilfedateien: Klicken Sie auf  und wählen Sie [Hilfe](#) aus.

Ein von TWAIN unterstütztes Gerät hinzufügen

1. Klicken Sie in der Randleiste in den DTX Studio Home [Einstellungen](#) auf [Geräte](#).
2. Klicken Sie auf [Hinzufügen](#).
3. Wählen Sie das TWAIN-Gerät aus.
4. Konfigurieren Sie die Geräteeinstellungen.
5. Klicken Sie auf [Hinzufügen](#).

Konfigurieren des Direktordners zum Erkennen von Gerätebildern von Drittanbietern

Um Bilder von Drittanbieter-Kamerageräten oder Drittanbieter-DVT-Geräten hinzuzufügen, richten Sie einen direkten Ordner ein, in dem neue Bilder erkannt werden sollen. Fügen Sie sie mit der Aktion [Aufnehmen](#) einer Patientenakte oder innerhalb von DTX Studio Clinic hinzu.

1. Bereiten Sie die Geräteeinstellungen Ihrer Kamera vor:
 - Wenn möglich, richten Sie Ihr Drittanbieter-Kameragerät, DVT-Gerät oder Ihre drahtlose SD-Karte so ein, dass die Bilder in einem bestimmten Ordner gespeichert werden.
 - Wenn die Bilder auf einer Standard-SD-Karte gespeichert sind, legen Sie diese ein und notieren Sie sich den zugewiesenen Laufwerksbuchstaben.
2. Klicken Sie in der Randleiste in den DTX Studio Home [Einstellungen](#) auf [Geräte](#).
3. Klicken Sie auf [Hinzufügen](#).
4. Wählen Sie das Drittanbietergerät aus und klicken Sie auf [Öffnen](#).
5. Klicken Sie auf [Suchen](#), um den Kamerageräteordner auszuwählen, und klicken Sie auf [Ordner auswählen](#).
6. Geben Sie einen spezifischen Namen ein.
7. Ändern Sie bei Bedarf die Modalität und die Ordnerprioritäten.
8. Klicken Sie auf [Hinzufügen](#).

Festlegen der Standard-Exportordner

So legen Sie den standardmäßigen Exportordner für Berichte, Screenshots und X-Guide Dateien fest:

1. Klicken Sie in der Randleiste in den DTX Studio Home [Einstellungen](#) auf [Exportieren](#).
2. Klicken Sie für jeden Exporttyp auf [Suchen](#) und wählen Sie den Standardordner aus.

Automatisches Speichern beim Schließen aktivieren DTX Studio Clinic

1. Wählen Sie in den Einstellungen von DTX Studio Clinic [Allgemein](#) aus.
2. Aktivieren Sie [Beim Schließen des Patienten automatisch speichern](#).

Lernressourcen und Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Anzeigen aller Lernressourcen und Tastenkombinationen

Um zur Hilfedokumentation, der Gebrauchsanweisung und den Tastenkombinationen zu gelangen, klicken Sie auf  und wählen Sie [Hilfe](#), [Tastenkombinationen](#) oder [Gebrauchsanweisung](#) aus. Alternativ können Sie auf  in DTX Studio Clinic klicken.

Die Schulungsvideo-Website und die Produkt-Tour können nur in DTX Studio Clinic geöffnet werden. Klicken Sie auf  oder  und wählen Sie [Schulungsvideos](#) oder [Produkt-Tour](#) aus.

Kundendienst kontaktieren

Um den Technical Support zu kontaktieren, klicken Sie auf  und wählen Sie [Kundendienst kontaktieren](#) aus. Die Support-Website mit allen Kontaktoptionen wird geöffnet.

Übersicht über die Hauptfunktionen

Dies sind die Hauptfunktionen:

-
- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Patientenakte erstellen oder verknüpfen |  Einen Patientendatensatz erstellen (siehe Seite 22). |
| | |  Ihr PMS-System (Praxisverwaltungssoftware) integrieren (siehe Seite 18) und eine vorhandene PMS-Patientenakte verknüpfen. |
| 2 | Daten erfassen oder importieren |  Erfassen von Scans, Initiieren von mehreren Scan-Arbeitsabläufen (siehe Seite 30) oder Importieren von Bildern von Fremdgeräten aus direkten Ordnern (siehe Seite 19). |
| | |  Anfordern eines Scans oder mehrerer Scan-Arbeitsabläufe (siehe Seite 30). |
| | |  Bilder mit Drag-and-Drop in eine Patientenakte verschieben (siehe Seite 22). |
| | |  Daten von DTX Studio Clinic importieren (siehe Seite 24). |
| | |  Daten aus der 3Shape Dental Desktop-Software importieren (siehe Seite 26). |
-

Nachdem ein Patientendatensatz erstellt und Daten hinzugefügt wurden, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort:

-
- | | |
|---|---|
| Diagnosen erstellen und Behandlungen planen |  DTX Studio Clinic öffnen (siehe Seite 36). |
| |  DTX Studio Implant öffnen (optional, siehe Seite 52). |
| Freigeben und zusammenarbeiten |  Optional können Sie Patientenakten und Patientendaten über DTX Studio Go (siehe Seite 26) austauschen oder mit Partnern zusammenarbeiten (siehe Seite 53). |
| |  Einen Implantatplan in X-Guide exportieren (siehe Seite 28), eine OP-Schablone berechnen (siehe Seite 47), eine Patientenakte exportieren (siehe Seite 23), ... |
| |  In DTX Studio Clinic können Sie 3D-Präsentationen (siehe Seite 27) und Berichte (siehe Seite 52) mit Ihren Patienten teilen. |
-

Patientendatensätze

Erstellen eines neuen Patientendatensatzes

1. Klicken Sie auf .
2. Wählen Sie **Patient anlegen** aus.
3. Geben Sie grundlegende Patienteninformationen ein, wie Name des Patienten, Geburtsdatum und Geschlecht.
4. Klicken Sie auf **Erstellen**.
5. Der Patientendatensatz wird der Liste **Patienten**  hinzugefügt. Wenn DTX Studio Home mit DTX Studio Core verbunden ist, wird der Patientendatensatz auch zu DTX Studio Core hinzugefügt.

Verwalten von Patientendatensätzen

Klicken Sie in der Randleiste auf **Patienten** , um die Patientenliste zu öffnen, wenn sie noch nicht geöffnet wurde.

Anmerkung

Wenn das Gerät nicht mit DTX Studio Core verbunden ist, werden nur die lokal gespeicherten Patientendatensätze angezeigt.

- Patientendatensätze, die in DTX Studio Clinic auf einem lokalen oder mit dem Netzwerk verbundenen Gerät geöffnet sind, sind mit  gekennzeichnet.
- Um grundlegende Patienteninformationen zu bearbeiten, wählen Sie den Patientendatensatz in der Patientenliste aus, klicken anschließend auf **Mehr**  und wählen dann **Bearbeiten**  aus.
- Um einen ausgewählten Patientendatensatz zu löschen, klicken Sie auf **Mehr**  und wählen Sie **Patient löschen**  aus.
- Um sicherzustellen, dass ein in DTX Studio Core gespeicherter Patientendatensatz auch offline verfügbar ist, klicken Sie auf **Mehr**  und aktivieren Sie **Offline verfügbar**.

Im Benachrichtigungsbereich ([siehe Seite 16](#)) wird angezeigt, welche Patientendatensätze hochgeladen oder synchronisiert werden.

Datenschutzeinstellungen verwalten

So gewährleisten Sie den Schutz der Patientendaten, indem Sie nur die Initialen der Patienten in der Patientenliste anzeigen oder diese Liste vollständig ausblenden:

1. Klicken Sie in der Patientenliste auf .
2. Wählen Sie **Datenschutzmodus** aus, wenn nur die Initialen angezeigt werden sollen, oder **Patientenliste ausblenden**, wenn die gesamte Liste ausgeblendet werden soll.

Bemerkungen

Klicken Sie in der Seitenleiste auf , um die Patientenliste erneut aufzurufen.

Der Datenschutzmodus bleibt auch beim Neustart von DTX Studio Clinic aktiviert. Um den Datenschutzmodus zu deaktivieren, klicken Sie erneut auf  und deaktivieren Sie den **Datenschutzmodus**.

Suchen und Sortieren von Patientendatensätzen

Um einen Patientendatensatz zu finden, sortieren Sie die Patientenliste, oder verwenden Sie die Suchfunktion.

Sortieren der Patientenliste

1. Klicken Sie neben der Kopfzeile der Patientenliste auf den Dropdown-Pfeil.
2. Wählen Sie **Zuletzt erstellt**, **Zuletzt geändert** oder **Letzte Aufnahmen** aus.
3. Klicken Sie erneut auf die Dropdown-Liste, um sie zu schließen.

Suchen nach einem Patienten

1. Klicken Sie in der Patientenliste auf .
2. Geben Sie an, ob Sie nach dem **Patientennamen**, dem **Geburtsdatum** oder der **Patienten-ID** suchen möchten.
3. Geben Sie die ausgewählte Suchoption (oder einen Teil davon) in das Feld **Patient suchen**  ein.
4. Bei Eingabe von Text in das Suchfeld wird die Patientenliste automatisch gefiltert.

Um die Suchkriterien zu entfernen, klicken Sie im Suchfeld auf **x**.

Exportieren eines Patientendatensatzes

Exportieren Sie einen Patientendatensatz, um Diagnosen und Bilddaten für einen anderen Anwender von DTX Studio Clinic manuell freizugeben. Darüber hinaus können Sie sich den exportierten Patientendatensatz in der kostenlosen Version von DTX Studio Clinic ansehen, der über DTX Studio Go verfügbar ist. [Siehe Seite 28](#) für weitere Informationen.

Anmerkung

Beachten Sie, dass beim Abrufen von Berichten oder Patientendaten aus der Software das Risiko besteht, dass nicht anonymisierte Patientendaten ohne Zustimmung des Patienten für nicht vorgesehene Zwecke verwendet werden.

Verwalten von Daten

Importieren von Daten

Importieren von Bildern von Drittanbietergeräten

Wenn Sie Bilder von Kamera- oder DVT-Geräten von Drittanbietern hinzufügen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie einen direkten Ordner konfigurieren, in dem neue Bilder erkannt werden sollen ([siehe Seite 19](#)).

1. Wählen Sie den Patientendatensatz in der Patientenliste aus oder öffnen Sie einen Patientendatensatz in DTX Studio Clinic.
2. Klicken Sie auf **Aufnehmen** .
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen direkten Ordnernamen und klicken Sie auf **Auswählen**.
 - Wählen Sie für 2D-Bilder die Bilder aus, die Sie importieren möchten. Klicken Sie auf **Abschließen**.
 - Wählen Sie für 3D-DVT-Geräte die 3D-Daten aus, die Sie importieren möchten. Klicken Sie auf **Importieren**.

Ziehen und Ablegen von Bildern und Dateien in einen Patientendatensatz oder DTX Studio Clinic

1. Ziehen Sie ein kompatibles Bild oder einen kompatiblen Dateityp per Drag-and-Drop aus dem Datei-Explorer in einen Patientendatensatz oder DTX Studio Clinic.
2. Ändern Sie bei Bedarf die Modalität und das Aufnahmedatum.
3. Klicken Sie auf **Importieren**.
4. Das Bild bzw. die Datei wird dem Patientendatensatz hinzugefügt.

Importieren von Daten aus DTX Studio Clinic

Um Daten zu importieren, klicken Sie im Patientenmenü auf **Importieren** .

3D-Röntgenaufnahmen importieren

1. Klicken Sie auf **Importieren**  und wählen Sie **3D-Röntgenaufnahme** aus.
2. Klicken Sie auf **DICOM-Datei importieren**.
3. Navigieren Sie zum Speicherort der DICOM-Bilddatei und wählen Sie den Ordner aus.
4. Klicken Sie auf **Importieren**.
5. Die DICOM-Dateien werden geladen. Navigieren Sie mit dem Schieberegler auf der rechten Seite durch die Schichten, um die DICOM-Bilder zu prüfen.
6. Klicken Sie auf **Fertig**.
7. Wenn MagicAssist aktiviert ist (standardmäßig), wird der AI-Erkennungsprozess gestartet, um die DVT-Daten automatisch einzurichten.
 - Klicken Sie auf **MagicAssist überspringen**, um das 3D-Röntgenbild manuell einzurichten.
 - Die 3D-Bildausrichtung kann später mithilfe des Assistenten für die Patientenausrichtung optimiert werden.
 - Die OPG-Kurvenaktion ([siehe Seite 46](#)) ermöglicht Ihnen die Anpassung des 3D-OPG.

IO-Scans importieren

1. Klicken Sie auf **Importieren** ↓ und wählen Sie **IO-Scan** aus.
2. Wählen Sie die IO-Scans aus und fügen Sie bei Bedarf Informationen zur Aufnahme hinzu.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Klicken Sie auf **Abschließen**.

Importieren von Gesichtsscans

1. Klicken Sie auf **Importieren** ↓ und wählen Sie **Gesichtsscan** aus.
2. Wählen Sie einen Gesichtsscan aus, der importiert werden soll.
3. Klicken Sie auf **Öffnen**.
4. Stellen Sie gegebenenfalls die **Helligkeit** und den **Kontrast** ein.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.

Importieren von 2D-Aufnahmen

1. Klicken Sie auf **Importieren** ↓ und wählen Sie **2D-Aufnahmen** aus.
2. Wählen Sie die Bilder aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
3. Wählen Sie die Bilder aus, die hinzugefügt werden sollen.
4. Klicken Sie auf **Importieren**.
 - Beim Importieren oder Erfassen eines 2D-Bildes werden die Werte für Helligkeit und Kontrast automatisch festgelegt. Wie Sie dies deaktivieren, erfahren Sie auf [Seite 17](#).
 - Standardmäßig ist die automatische Erkennung von MagicAssist aktiviert. Dies kann in den DTX Studio Home **MagicAssist**-Einstellungen deaktiviert werden.

Aus der Zwischenablage importieren

1. Kopieren Sie ein Bild auf Ihrem Computer, um es der Zwischenablage hinzuzufügen.
2. Klicken Sie auf **Importieren** ↓ und wählen Sie **Aus Zwischenablage** aus.
3. Überprüfen Sie das importierte Bild. Um es zu einer anderen Modalität zu ändern, klicken Sie auf **⋮** und wählen Sie eine andere Modalität.
4. Klicken Sie auf **Importieren**.

Importieren von Daten aus der 3Shape Dental Desktop-Software

Wenn Sie einen Scan importieren möchten, der mit einem 3Shape TRIOS-Intraoralscanner erfasst wurde, muss zuerst ein Patientendatensatz in DTX Studio Home erstellt werden.

Anmerkung

Weitere Informationen zur Integration eines 3Shape TRIOS-Intraoral-scanners finden Sie in der DTX Studio Core Kurzanleitung.

1. Erstellen Sie einen neuen Patientendatensatz in DTX Studio Home. So stellen Sie sicher, dass die Zusammenführung der 3Shape-Daten funktioniert:
 - Verwenden Sie genau denselben Vornamen und Nachnamen und dasselbe Geburtsdatum wie bei einem bestehenden Patienten in 3Shape Dental Desktop.
 - Vergewissern Sie sich, dass bei den Patientennamen die Groß- und Kleinschreibung übereinstimmt. Bei Namen muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.

Bemerkungen

Bereits zuvor importierte Patientendatensätze können nicht erneut importiert werden. Duplizieren Sie den Patientendatensatz in 3Shape Dental Desktop und importieren Sie stattdessen den duplizierten Patientendatensatz.

Die DTX Studio Clinic Patientendatensatz-ID wird nicht mit 3Shape ausgetauscht. Der Link wird nach der Bestätigung des Anwenders erstellt, dass Vorname, Nachname und Geburtsdatum identisch sind.

2. Wählen Sie den Patientendatensatz in der Liste **Patienten**  aus.
3. Klicken Sie auf **Mehr ...**.
4. Wählen Sie **Aus 3Shape importieren**  aus.
5. Bestätigen Sie, dass der Patientendatensatz dem Datensatz in 3Shape Dental Desktop entspricht, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
6. Die Daten werden abgerufen und auf der Registerkarte **Patientendaten** im Bereich mit den Patientendetails hinzugefügt.

Importieren eines OP-Plans

1. Wählen Sie den Patientendatensatz in der Liste **Patienten**  aus.
2. Klicken Sie auf **Mehr ...**.
3. Wählen Sie **OP-Plan importieren**  aus.
4. Wählen Sie den OP-Plan und den Bericht aus.
5. Klicken Sie auf **Importieren**.

Freigeben von Daten

Patientendaten freigeben über DTX Studio Go

Über **DTX Studio Go** können Sie Patientendaten an eine Zahnarztpraxis weitergeben. Wenn Patientendaten freigegeben werden, wird in der zusätzlichen Registerkarte **GoShare** eine Übersicht angezeigt.

1. Klicken Sie im Aktionsbereich eines Patientendatensatzes auf **Zusammenarbeit** .
2. Wählen Sie aus, was Sie freigeben möchten:
 - **Patient** , um den gesamten Patientendatensatz freizugeben (DTX Studio Clinic proprietäres verschlüsseltes Format) oder
 - **Daten auswählen** , um bestimmte Daten freizugeben.

3. Wählen Sie die bevorzugten Optionen.
4. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
5. DTX Studio Go wird im Webbrowser geöffnet und der erstellte GoShare-Fall wird angezeigt. In der Zwischenzeit werden die Daten im Hintergrund hochgeladen.
 - Fügen Sie im Textfeld der Karte **Verschreibung** Hinweise hinzu.
 - Um eine Vorlage für Hinweise zu Verschreibungen zu erstellen, klicken Sie auf **Kurznotiz einfügen** und wählen Sie dann **Konfigurieren** aus. Klicken Sie auf **Kurznotiz hinzufügen**. Fügen Sie einen Titel hinzu, schreiben Sie den benutzerdefinierten Text und klicken Sie auf **Speichern**. Klicken Sie auf **Schließen**.
 - Um das Standard-Verschreibungsbild zu ändern oder um Markierungen hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Verschreibungsbild und wählen Sie **Verschreibung bearbeiten** aus. Klicken Sie auf **Bild ändern**, um ein anderes Bild auszuwählen.
 - Um die Patienteninformationen zu bearbeiten, klicken Sie auf  in der oberen rechten Ecke.
 - Stellen Sie bei Bedarf weitere Informationen oder zusätzliche Dateien der DVT-Bilder, klinischen Bilder, intraoralen Aufnahmen, OPG, Berichte usw. zur Verfügung.
6. Klicken Sie auf **Freigabe starten**.
7. Wählen Sie die Verbindung aus, für die Sie Patientendaten freigeben möchten. Entweder durch Suchen oder Auswählen einer vorhandenen Verbindung im Feld **Für einen Kontakt freigeben** oder durch Eingabe einer E-Mail-Adresse.
8. Klicken Sie auf **Senden**. Das empfangende Konto wird per E-Mail benachrichtigt.
9. Der freigegebene Fall wird der **GoShare**-Übersicht in der Patientenakte hinzugefügt. Klicken Sie auf **Fall anzeigen**, um den freigegebenen Fall in DTX Studio Go zu öffnen.

Freigeben einer 3D-Präsentation

1. Klicken Sie im DTX Studio Clinic Patientenmenü auf **Freigeben**  und wählen Sie **3D-Präsentation** aus.
2. Wählen Sie die bevorzugten Optionen:
 - **3D-Daten (DICOM) einbeziehen**: Fügen Sie die DICOM-Rohdaten hinzu, wenn dies in Ihrem Land gesetzlich vorgeschrieben ist.
 - **Implantatbehandlungsplan einschließen**: Fügen Sie detailliertere Implantatinformationen hinzu.
3. Klicken Sie auf **Freigeben**.
4. Die 3D-Präsentation wird in DTX Studio Go hochgeladen und einem Fall hinzugefügt. DTX Studio Go
5. Schließen Sie den Vorgang in DTX Studio Go ab und geben Sie die angeforderten Informationen ein.
6. Der Patient kann online auf die 3D-Präsentation zugreifen.
7. Die 3D-Präsentation wird den Patientendaten im Patientendatensatz hinzugefügt.

Teilen Sie 2D-Bilder per E-Mail oder übertragen Sie sie an eine Drittanbieteranwendung

1. Klicken Sie in einem Arbeitsbereich mit der rechten Maustaste auf ein 2D-Bild und wählen Sie **Kopieren** aus. Alternativ klicken Sie auf  in der oberen linken Ansichtsecke.
2. Öffnen Sie Ihren E-Mail-Client oder die Drittanbieteranwendung, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Stelle und wählen Sie **Einfügen** aus.

Exportieren von Daten

Exportieren eines Patientendatensatzes

1. Wählen Sie den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
2. Klicken Sie auf **Mehr ...**.
3. Klicken Sie auf **Exportiere Patientendaten** .
4. Wählen Sie ggf. die Diagnose aus, die Sie exportieren möchten.
5. Wählen Sie die bevorzugten Optionen.
6. Klicken Sie auf **Suchen**, um den Speicherort für die Exportdaten auszuwählen, und klicken Sie auf **Ordner auswählen**.
7. Klicken Sie auf **Exportieren**.

Exportieren von Patientendaten

1. Gehen Sie zur Aktion „Daten exportieren“.
 - Klicken Sie in DTX Studio Home im Aktionsbereich auf **Mehr ...** und wählen Sie **Daten exportieren** aus.
 - Klicken Sie in DTX Studio Clinic auf **Exportieren**  und wählen Sie **Daten** aus.
2. Wählen Sie die zu exportierenden Bilder aus.
3. Klicken Sie auf **Suchen** und wählen Sie den gewünschten Speicherort für die exportierten Daten aus.
4. Klicken Sie auf **Ordner auswählen**.
5. Wählen Sie den Exportmodus, die Patientenanonymisierung, die Metadaten und das Bilddateiformat.
6. Klicken Sie auf **Exportieren**.

Exportieren des Implantatplans nach X-Guide

Wenn Sie einen Implantatplan in DTX Studio Clinic erstellt haben, exportieren Sie ihn nach X-Guide.

1. Wählen Sie den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
2. Klicken Sie auf **Mehr ...**.
3. Klicken Sie auf **Nach X-Guide exportieren** .
4. Wählen Sie ggf. den zu exportierenden Implantatplan aus.
5. Wählen Sie die bevorzugten Optionen.
6. Klicken Sie auf **Suchen**, um den Speicherort für die Exportdaten auszuwählen, und klicken Sie auf **Ordner auswählen**.
7. Klicken Sie auf **Exportieren**.

Aufnahmeaufträge

Wenn Sie mit Aufnahmeaufträgen arbeiten oder einen Scan-Arbeitsablauf mit mehreren Scan-Protokollen einleiten möchten ([siehe Seite 30](#)), muss eine Verbindung mit DTX Studio Core hergestellt werden ([siehe Seite 18](#)).

Planen einer Aufnahme

So fordern Sie eine Aufnahme für einen Patienten an:

1. Wählen Sie den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
2. Klicken Sie auf [Aufnahmeaufträge](#) .
3. Sie können auch einen Scan-Arbeitsablauf mit mehreren Scan-Protokollen starten ([siehe Seite 30](#)).
4. Halten Sie den Mauszeiger über eine Gerätekachel und klicken Sie auf [Auswählen](#).
5. Geben Sie die entsprechenden Informationen im Aufnahmeauftragsformular ein.

Anmerkung

Je nach gewählter Modalität oder gewähltem Gerät ist die Form unterschiedlich.

- Ändern Sie ggf. das [Aufnahmedatum](#) und den [Anfordernden Arzt](#).
 - Wenn das Bilderfassungsgerät mehrere Modalitäten erlaubt, wählen Sie die erforderlichen Modalitäten in der Seitenleiste aus: [3D](#), [CEPH](#) (Fernröntgenaufnahme), [OPG](#) (PAN), [IOXRAY](#) (2D-Intraoralaufnahme), [IOS](#) (3D-Intraoralaufnahme) und/oder [IOCAM](#) (intraorales Foto). Wählen Sie ggf. ein Bilderfassungsprogramm aus.
 - Wählen Sie in der Zahnübersicht die zu scannenden Regionen aus.
 - Wählen Sie [Sinus](#), wenn der Sinus gescannt werden muss.
 - Wählen Sie gegebenenfalls eine [Auflösung](#) für die Bilderfassung aus.
 - Wenn das ausgewählte Gerät ein intraorales Gerät ist, wählen Sie eine [Schablone](#) aus und geben Sie das [Bilderfassungsprogramm](#) an.
 - Fügen Sie ggf. [Bemerkungen zur Anforderung](#) für den Bediener hinzu.
6. Klicken Sie auf [Aufnahmeauftrag erstellen](#). Der Aufnahmeauftrag wird hinzugefügt.

Suchen und Sortieren von Aufnahmeanforderungen

Sortieren der Aufnahmeauftragsliste

1. Klicken Sie in der Randleiste auf [Aufnahmeaufträge](#) .
2. Klicken Sie neben der Kopfzeile der Liste der [Aufnahmeaufträge](#) auf den Dropdown-Pfeil.
3. Wählen Sie aus, wonach sortiert werden soll: [Geplantes Datum](#) oder [Erstellungsdatum](#).

Suchen nach einem Aufnahmeauftrag

1. Geben Sie in das [Feld](#)  [Aufnahmeaufträge suchen](#) das geplante Datum oder den Patientennamen (oder einen Teil davon) ein.
2. Bei Eingabe von Text in das Suchfeld wird die Aufnahmeanforderungsliste automatisch gefiltert. Die Suchergebnisse werden nach geplantem Datum sortiert.

Um die Suchkriterien zu entfernen, klicken Sie im Suchfeld auf **X**.

Verwalten von Aufnahmeaufträgen

Um Aufnahmeaufträge zu bearbeiten, zu löschen oder als vollendet zu markieren, wählen Sie den Aufnahmeauftrag aus und klicken Sie auf **...**. Wählen Sie die entsprechende Aktion aus.

Scan-Arbeitsabläufe

Verwenden Sie die QuickPrescribe-Funktion, um einen Scan-Arbeitsablauf zu erstellen, der aus mehreren Aufnahmen aus verschiedenen Modalitäten mit einem bestimmten Satz vordefinierter Aufnahmeaufträge besteht. Diese Scan-Arbeitsabläufe können dann auf allen Workstations verwendet werden.

Definieren Sie zunächst einen Bilderfassungsarbeitsablauf in DTX Studio Core und wenden Sie diesen während der Ausführung des Erfassungsassistenten für die Erfassung oder die Planung einer Aufnahme an.

Definieren eines Scan-Arbeitsablaufs

1. Klicken Sie im Mitteilungsbereich am unteren Bildschirmrand auf das Symbol  (am oberen Bildschirmrand, wenn Sie einen Mac verwenden).
2. Klicken Sie auf **QuickPrescribe**. Wenn Sie noch keine Scan-Arbeitsabläufe eingerichtet haben, klicken Sie auf **Jetzt loslegen**.
3. Schließen Sie die Konfiguration des Scan-Arbeitsablaufs in DTX Studio Core ab.

Anmerkung

Klicken Sie in DTX Studio Core in der unteren linken Ecke auf **Hilfe**, um weitere Informationen zu erhalten.
4. Wählen Sie entweder im Aufnahmeauftrag oder im Erfassungsassistenten einen Scan-Arbeitsablauf aus.

Anwenden eines Scan-Arbeitsablaufs

Definieren Sie in DTX Studio Core einen Scan-Arbeitsablauf und wählen Sie diesen während der Ausführung des Aufnahmeauftrags- oder Erfassungsassistenten aus.

1. Wählen Sie den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
2. Klicken Sie auf **Aufnahmeaufträge**  oder **Aufnehmen** .
3. Klicken Sie auf **QuickPrescribe**.

Bemerkungen

Geben Sie den Scan-Arbeitsablauf (bzw. einen Teil davon) in das Suchfeld ein, um die Ergebnisse einzugrenzen.

Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Scan-Arbeitsablauf-Namen in der Liste, um alle festgelegten Modalitäten und Parameter anzuzeigen. Klicken Sie auf **Mehr Informationen**.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Scan-Arbeitsablauf-Namen in der Liste und klicken Sie auf **Aufnahmeaufträge erstellen (Anzahl)**. Die Zahl gibt die Anzahl der Aufnahmeaufträge an, die mit dem ausgewählten Scan-Arbeitsablauf erstellt wurden.
5. Wählen Sie in der Zahnübersicht den Diagnosebereich aus, den Sie aufnehmen möchten.
6. Klicken Sie auf **Aufnahmeaufträge erstellen**.

Durchführen einer Aufnahme

Führen Sie vor, während oder nach der Diagnosestellung für den Patienten eine Aufnahme durch – mit oder ohne zuvor erstelltem Auftragsauftrag.

Es wird unbedingt empfohlen, dass Anwender sich an die Anweisungen und technischen Meldungen in der Software halten, um ungenaue Aufnahmen möglichst zu vermeiden.

Durchführen einer geplanten Aufnahme

So führen Sie eine Aufnahme für einen Auftragsauftrag durch:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte zum Auftragsauftrag auf **Start**.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger ggf. über eine Gerätekachel und klicken Sie auf **Auswählen**.
3. Das Scanmodul oder die Drittanbieter-Scananwendung wird geöffnet.
4. Folgen Sie den Anweisungen.
5. Klicken Sie auf **Abschließen**, um die Aktion zu beenden, oder klicken Sie auf **Diagnose öffnen**, um den Patientendatensatz in DTX Studio Clinic zu öffnen.

Durchführen einer Sofortaufnahme

1. Wählen Sie den Patientendatensatz in DTX Studio Home aus oder öffnen Sie einen Patientendatensatz in DTX Studio Clinic.
2. Klicken Sie auf **Aufnehmen** .
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Geräte- oder Direktordnerkachel und klicken Sie auf **Auswählen**.

Bemerkungen

Intraorale Aufnahmen werden automatisch in die richtige Position gedreht. Wie Sie dies deaktivieren, erfahren Sie auf [Seite 17](#).

Beim Importieren oder Erfassen eines 2D-Bildes werden die Werte für Helligkeit und Kontrast automatisch festgelegt. Wie Sie dies deaktivieren, erfahren Sie auf [Seite 17](#).

Sie können mehrere Sensoren mit unterschiedlichen Sensorgrößen verwenden, indem Sie sie während der Ausführung des Erfassungsassistenten anschließen oder ausstecken. Der verwendete Sensor wird in der oberen rechten Ecke angezeigt.*

Wenn mehrere Sensoren angeschlossen sind, erscheint das Symbol +.* Alle angeschlossenen und aktiven Sensoren können den Scan erfassen. Röntgenstrahlen lösen die Bilderfassung aus.

* Für Sensoren und PSPs, die in DTX Studio Clinic direkt unterstützt werden. Bei Geräten, bei denen die Verbindung über TWAIN hergestellt wird, ist diese Funktionalität eingeschränkt.

Geführte Aufnahme mit intraoralen Sensoren oder PSP-Geräten

So nehmen Sie intraorale Aufnahmen mit einer Schablone auf:

1. Starten Sie eine Sofortaufnahme.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Schablone** und dann die gewünschte Schablone aus.
3. Wählen Sie das Layout und die Bilder aus, die Sie aufnehmen möchten.
4. Klicken Sie auf **Start**.
5. Gehen Sie zu dem Gerät, um die Aufnahme durchzuführen.
6. Überprüfen Sie auf der Vorschauseite die aufgenommenen Bilder. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Vorschaubild, um die zusätzlichen Optionen **Drehen**, **Spiegeln**, **Anzeigen** oder **Ausblenden** von **Bildfiltern** und **Erneut aufnehmen** aufzurufen. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor.
7. Klicken Sie auf **Abschließen**.

Freie Aufnahme mit intraoralen Sensoren oder PSP-Geräten

So erfassen Sie intraorale Aufnahmen, ohne eine Schablone zu verwenden:

1. Starten Sie eine Sofortaufnahme.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Frei** aus.
3. Gehen Sie zu dem Gerät, um die Aufnahme durchzuführen.



Wenn Sie die automatische Erkennung von MagicAssist aktiviert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- In der unteren rechten Ecke wird das Symbol für die automatische Erkennung von MagicAssist angezeigt.
- Im Erfassungsassistenten werden Zähne automatisch erkannt. Sie sind blau markiert. Klicken Sie auf einen Zahn, um das MagicAssist-Label zu entfernen.
- Intraorale Aufnahmen werden automatisch in FMX-Diagrammen abgebildet.
- Wenn erforderlich, können nicht identifizierte Bilder manuell in der Zahnübersicht angezeigt werden.

Anmerkung

Standardmäßig ist die automatische Erkennung von MagicAssist aktiviert. Dies kann in den Einstellungen deaktiviert werden.

4. Auf der Vorschauseite können Sie das aufgenommene Bild prüfen und gegebenenfalls einen Zahnbereich zuweisen.
 - Klicken Sie auf **Auswahl aufheben**, um die angegebenen Zähne auf dem Zahnbereich zu entfernen.
 - Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Vorschaubild, um die zusätzlichen Optionen **Drehen**, **Spiegeln**, Anzeigen oder Ausblenden von **Bildfilter** und **Erneut aufnehmen** aufzurufen.
 - Drehen oder spiegeln Sie das aufgenommene Bild bei Bedarf.

Aktion	Symbol	Tastenkombination
Bild gegen den Uhrzeigersinn drehen		Alt+ oder R
Bild im Uhrzeigersinn drehen		Alt+ oder Shift+R
Intraorales Bild oder klinisches Bild horizontal spiegeln		U
Intraorales Bild oder klinisches Bild vertikal spiegeln		Shift+U

Geführte Bildaufnahme mit intraoralen Kameras

So nehmen Sie mit der Kamera intraorale Bilder mithilfe einer Schablone auf:

1. Starten Sie eine Sofortaufnahme.
2. Bleiben Sie auf der Registerkarte **Geführt**.
3. Wählen Sie bei Intraorkameras die Zähne aus, die Sie aufnehmen möchten.
4. Drücken Sie die Gerätetaste, falls verfügbar, oder klicken Sie auf **Aufnehmen**.
5. Wenn Sie von einem anderen Zahn intraorale Aufnahmen aufnehmen möchten, wählen Sie ihn mit der Taste **←** oder **→** auf der Tastatur aus. Sie können auch auf den Zahn im Zahnbereich klicken oder **Zurück** bzw. **Weiter** auswählen.

Anmerkung

Wenn nur ein Bild pro Zahn erforderlich ist, aktivieren Sie **Nach der Aufnahme mit dem nächsten Zahn fortfahren**, um automatisch mit dem nächsten Zahn fortzufahren.

6. Klicken Sie auf **Abschließen**.

Freie Aufnahme von Bildern mit intraoralen Kameras

So nehmen Sie intraorale Bilder auf, ohne eine Schablone zu verwenden:

1. Starten Sie eine Sofortaufnahme.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Frei**.
3. Drücken Sie die Gerätetaste, falls verfügbar, oder klicken Sie auf **Aufnehmen**.
4. Um aufgenommene Bilder einem Zahn zuzuordnen, klicken Sie unten auf ein Miniaturbild und wählen Sie den entsprechenden Zahn im Zahnbereich aus.

Anmerkung

Weisen Sie ein Bild mehreren Zähnen zu, indem Sie das Bild auswählen, auf einen Zahn klicken und über die anderen Zähne ziehen.

5. Klicken Sie auf **Abschließen**.

Intraorales Scannen

3Shape TRIOS® Scanner

1. Klicken Sie auf [Aufnehmen](#) .
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Kachel des 3Shape Intraoralscanners und klicken Sie auf [Auswählen](#).
3. Starten Sie den Scan in der 3Shape Dental Desktop-Anwendung.

Anmerkung

Weitere Informationen zur Integration eines 3Shape TRIOS-Intraoralscanners finden Sie in der DTX Studio Core Kurzanleitung.

4. Schließen Sie den Scanvorgang ab.
5. Das Bild wird der Registerkarte [Patientendaten](#) im Bereich mit den Patientendetails hinzugefügt.
 - Der fertig gestellte Auftragsauftrag ist mit einem Häkchen markiert.
 - Klicken Sie auf [Diagnose öffnen](#), um den Patientendatensatz in DTX Studio Clinic zu öffnen.

DEXIS und Medit Scanner

Mit dem Scanmodul* können Sie einen unterstützten Medit/DEXIS Intraoralscanner verwenden, indem Sie Medit Scan oder DEXIS IS ScanFlow in DTX Studio Clinic integrieren.

Erfassen von Daten eines intraoralen Scans

1. Wählen Sie den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
2. Klicken Sie auf [Aufnehmen](#) .
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Kachel des Intraoralscanners und klicken Sie auf [Auswählen](#).
4. Befolgen Sie die Anweisungen im Scanmodul*.
5. Die verarbeiteten Daten werden dem Patientendatensatz hinzugefügt.
6. Wenn ScanFlow verwendet wird und mehrere Okklusionsmodelle erfasst wurden, klicken Sie in [DTX Studio Clinic](#) mit der rechten Maustaste auf den Ober- oder Unterkiefer und klicken Sie auf Okklusionen, um eine Auswahl zu treffen.

Erneutes Öffnen eines Scanfalls

Daten eines intraoralen Scans, die lokal erfasst wurden, können im Scanmodul erneut geöffnet werden*.

Anmerkung

Dies ist nur auf dem Computer möglich, der zum Erfassen der Scandaten verwendet wurde.

So öffnen Sie das Scanmodul erneut*, um den Scan zu bearbeiten, Scans zu trimmen, Messungen vorzunehmen und mehr:

1. Klicken Sie in einem Patientendatensatz auf die Kachel „IO-Scan“.
2. Klicken Sie auf [In Medit Scan öffnen](#) oder [In ScanFlow bearbeiten](#).

* Nur für Windows-Computer und auf dem Computer, der zum Erfassen der Daten des intraoralen Scans verwendet wurde und auf dem der Ordner mit den RAW-Scandaten verfügbar ist. Ein geeigneter Lizenztyp oder ein Abonnement für die Plus+ Funktion Medit Scan oder DEXIS IS ScanFlow Integration ist erforderlich. Das zusätzliche Medit Scan und DEXIS IS ScanFlow Softwaremodul muss installiert werden.

Wiederaufnahmen des DEXIS IS ScanFlow Scans

Lokal erfasste Daten eines intraoralen Scans können in ScanFlow erneut geöffnet werden, um den Scan zu bearbeiten, zusätzliche Scans durchzuführen, Scans zu trimmen, Messungen vorzunehmen und mehr:

1. Wählen Sie in einem Patientendatensatz die Kachel „IO-Scan“ des DEXIS IS Geräts aus.
2. Klicken Sie auf **•••** und wählen Sie **In ScanFlow fortsetzen** aus.

Aktivieren der fortgeschrittenen ScanFlow Funktionen

Aktivieren Sie die erweiterten ScanFlow Funktionen, um DEXIS IS 3800 im IO CAM*-Modus zu verwenden oder Rohdaten des DEXIS Geräts zu importieren.

1. Klicken Sie in der Randleiste in den DTX Studio Home [Einstellungen](#) auf **DEXIS IS**.
2. Deaktivieren Sie **ScanFlow im Scanmodus starten**.

* IO CAM ist nur verfügbar, wenn Sie eine Premium-Lizenz und das DEXIS IS 3800 Gerät haben, um den Scan zu bearbeiten, zusätzliche Scans durchzuführen, Scans zu trimmen, Messungen vorzunehmen und mehr.

Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Öffnen Sie einen Patientendatensatz in DTX Studio Clinic, um Patientendaten anzuzeigen und zu überprüfen sowie Befunde und Messungen zum Patientendatensatz hinzuzufügen.

Wählen Sie in DTX Studio Home einen Patienten in der Liste **Patienten** aus und klicken Sie auf **Patienten öffnen** . Alternativ doppelklicken Sie auf den Patientennamen in der Patientenliste oder drücken Sie [O].

Die Funktionen sind abhängig vom Lizenztyp für DTX Studio Clinic:

Lizenztyp	Merkmale	Bilderfassung
DTX Studio Clinic Pro oder Pro IOS	2D und 3D	2D und 3D
DTX Studio Clinic Select oder Starter	2D- und ausgewählte 3D-Anzeigefunktionen	nur 2D

Erkunden DTX Studio Clinic



- 1 Patientenmenü
- 2 Menüleiste
- 3 Werkzeugleiste
- 4 Arbeitsbereichsleiste
- 5 Arbeitsbereich – SmartLayout
- 6 SmartPanel

Arbeiten mit dem Patientenmenü

Um das Patientenmenü in DTX Studio Clinic zu öffnen, klicken Sie in die obere linke Ecke auf ☰.

Menüoptionen


- **Neu:** Erstellen Sie eine neue Diagnose.
- **Öffnen:** Öffnen Sie eine andere bestehende Diagnose.
- **Speichern:** Speichern Sie die geöffnete Diagnose.
- **Hilfe:** Öffnen Sie die Website für die Hilfedokumentation.
- **Kundendienst kontaktieren:** Öffnen Sie die Website für den Kundendienst.
- **Schulungsvideos:** Öffnen Sie die Website für Schulungsvideos.
- **Tastenkombination:** Rufen Sie die Übersicht der Tastenkombinationen auf.
- **Produkt-Tour:** Öffnen Sie die Produkttour, die Sie durch die DTX Studio Clinic Funktionen führt.
- **Einstellungen:** Ändern Sie die Einstellungen, wie z. B. **Standardarbeitsbereich**, **Leistung**, **Bildeinstellungen**, **3D-Ansicht** und **Tools**.
- **Patient schließen:** Schließen Sie das DTX Studio Clinic Fenster.

Aktionen

- **Aufnehmen:** Erfassen Sie Daten direkt. Alternativ klicken Sie in der Menüleiste auf 📷.
- **Importieren:** Importieren Sie Daten in die offene Diagnose.
- **Exportieren:** Exportieren Sie Daten oder Berichte von Patientendiagnosen.
- **Freigeben:** Geben Sie eine 3D-Präsentation frei.

Zahnübersicht

Die Zahnübersicht im Patientenmenü bietet eine Übersicht über den Zahnstatus in der geöffneten Diagnose.



Anmerkung

Wenn der Patient jünger als acht Jahre ist, wird die Zahnübersicht für Milchzähne angezeigt. Bitte beachten Sie, dass der Behandler die Zähne manuell ändern muss, wenn bei einem heranwachsenden Patienten zur Zahnübersicht für Erwachsene gewechselt werden soll.

Bearbeiten der Zahnübersicht

Um die Zahnübersicht zu bearbeiten, klicken Sie auf einen Zahn in der Zahnübersicht und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Symbol	Aktion	Erklärung
	Austauschen	Tauschen Sie einen Milchzahn gegen einen bleibenden Zahn aus. Diese Option ist verfügbar, wenn der Milchzahn einen entsprechenden Erwachsenenzahn hat. Wenn der Zahn ausgetauscht wird, werden alle Befunde des Milchzahns gelöscht und der bleibende Zahn wird als gesund angezeigt. Anmerkung Ein Kindergebiss wird für Patienten angezeigt, die jünger als acht Jahre sind.
X	Zahn fehlt	Dieser Zahn fehlt und es gibt eine Lücke an dieser Stelle.
	Impaktiert	Dieser Zahn ist impaktiert (oft für Weisheitszähne verwendet).
+ 	Einfügen	Fügen Sie einen Zahn ein, z. B. Molaren in ein Kindergebiss.
	Zahn nicht angelegt	Hypodontie anzeigen.

Diagnosedaten

Unterhalb der Zahnübersicht werden die Scans und Bilder für die geöffnete Diagnose nach Datentyp angezeigt, sortiert nach dem Aufnahmedatum. Auch alle abgeschlossenen Implantationspläne werden hier angezeigt.

Klicken Sie auf eine Kachel, um die Patientendaten ein- oder auszuschließen.

-  3D-Röntgenaufnahme
-  OPG (Panoramabild)
-  Intraorale Aufnahmen
-  Fernröntgenaufnahme
-  Klinische Bilder
-  Screenshots
-  Gesichtsscan
-  IO-Scan

Einstellen des Hintergrunds für die 3D- und IO-Scan-Ansicht

- Klicken Sie im Fenster **Einstellungen** auf **3D-Ansicht**.
- Wählen Sie **Farbe** aus.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü eine Farbe aus oder wählen Sie **Benutzerdefiniert** aus, wenn Sie eine andere Farbe verwenden möchten.
- Klicken Sie auf **OK**.

Einstellen der Standard-Zoomstufe für Bilder

So legen Sie die Standard-Zoomstufe der angezeigten Bilder fest:

1. Klicken Sie im Fenster **Einstellungen** auf **Arbeitsbereich**.
2. Wählen Sie in der Liste **Standardbildgröße** den Standardvergrößerungswert aus.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Interaktion in den Ansichten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in einer Ansicht, um auf die allgemeinen Aktionen für die Ansicht zuzugreifen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt (z. B. Implantat, Markierung, Fokusbereich usw.), um die jeweiligen Aktionen anzuzeigen.

Verwenden Sie die Maus, um mit den Ansichten zu interagieren. Um die standardmäßigen Steuerelemente der 3D-Ansicht in die von DTX Studio Implant oder Invivo zu ändern, gehen Sie zum Einstellungsmenü **3D-Ansicht**.

	Aktion	3D-Ansicht	Andere Ansichtstypen
	Rechtsklick	Kontextmenü von Objekten und Ansichten	Kontextmenü von Objekten und Ansichten
	Rechts klicken und ziehen	Drehen des 3D-Modells	Helligkeit/Kontrast (Standard) oder vergrößern und verkleinern
	Ctrl + linke Maustaste und ziehen oder Cmd + linke Maustaste und ziehen	Verschieben	Verschieben
	Shift + klicken und ziehen	Vergrößern und verkleinern	Vergrößern und verkleinern
	Das Scrollrad der Maus drehen	Vergrößern und verkleinern	Nur in der Querschnittsansicht: Durch die Schichten scrollen

Arbeitsbereiche

Wählen Sie ggf. einen Arbeitsbereich aus der Arbeitsbereichsleiste aus oder verwenden Sie die entsprechende Tastenkombination (siehe „Lernressourcen und Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst“ auf [Seite 20](#)).

Anmerkung

Es werden nur die Arbeitsbereiche angezeigt, für die Bilder oder Daten zur Diagnose hinzugefügt wurden.

Arbeitsbereich	Beschreibung	Tasten- kombination
3D-Patient	<p>Verwenden Sie die Mausbewegungen (siehe Seite 39) und die Tastenkombinationen, um das geladene Modell von allen Seiten zu prüfen. Alternativ können Sie auch die Symbole der klinischen Standardansichten verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none">  Frontal  Posterior  Linkslateral  Rechtslateral  Kranial  Kaudal <p>Drücken Sie erneut F2, um zum Arbeitsbereich für IO-Scans zu gelangen (falls verfügbar).</p>	F2
3D-Panorama	Die 3D-Panorama-Röntgenaufnahme wird auf Grundlage des geladenen 3D-Röntgenaufnahmen berechnet.	F3
Zahn	<p>Navigieren Sie zu einem bestimmten Zahn und vergleichen Sie alle 2D- und 3D-Daten mithilfe der SmartPanel-Registerkarte Layout. Markieren Sie den ausgewählten Zahn (siehe Seite 44).</p> <p>Der vertikale Schieberegler der senkrechten Ansicht dreht die Querschnitte um die Zahn-Rotationsachse. Je nach Situation geben die folgenden Schichthinweise die Ausrichtung des Querschnitts an:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Oral/Bukkal (O/B) – Mesial/Distal (M/D) – Links/Rechts (L/R) <p>Informationen zum Einstellen der Rotationsachse sind auf Seite 45 zu finden.</p> <p>Drücken Sie erneut F4, um zum Endo-Arbeitsbereich zu gelangen (falls verfügbar).</p>	F4

Arbeitsbereich	Beschreibung	Tasten- kombination
Endo	<p>Fokussieren Sie auf einen bestimmten Zahn, um die endodontische Diagnose und die entsprechenden Verfahren durchzuführen. Um das Zahnmark anzuzeigen, klicken Sie auf der Registerkarte SmartPanel Ansichten auf die 3D-Darstellung Endo.</p> <p>Anmerkung</p> <p>Dieser Arbeitsbereich ist verfügbar, wenn eine 3D-Röntgenaufnahme geladen ist und Zahnmarkierungen definiert sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die 3D-Ansicht ist auf den betreffenden Zahn fokussiert. – Die Ansicht für Zahnquerschnitte ist eine Ansicht mit mehreren horizontalen Zahnquerschnitten. – Sobald die Wurzelmorphologie definiert ist (siehe Seite 47), werden die Wurzelkanäle dargestellt. <p>Drücken Sie erneut F4, um zum Zahnarbeitsbereich zu gelangen (falls verfügbar).</p>	F4
Implantat	<p>Implantate planen und überprüfen.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Klicken Sie auf einen Querschnitt und ziehen Sie ihn, oder scrollen Sie durch die Querschnitte, um zu einer gewünschten Position zu navigieren. – Verschieben oder drehen Sie ein Implantat oder einen Verankerungsstift in einer beliebigen 3D-Schnittansicht der 3D-DVT-Daten durch Klicken und Ziehen des Objekts oder der Spitzen- oder Schulterpunkte. 	F9
3D-Untersuchung	Navigieren Sie zu einem spezifischen Punkt außerhalb des Zahnbereichs, n. v. um ihn zu überprüfen.	
Kiefergelenk	Überprüfen Sie die Kondylenköpfe und die Kiefergelenkbereiche.	n. v.
IO-Scan	<p>Prüfen und vergleichen Sie IO-Scans.</p> <p>Drücken Sie erneut F2, um zum 3D-Patientenarbeitsbereich zu gelangen (falls verfügbar).</p>	F2
OPG	Zeigen Sie eine 2D-Panorama-Röntgenaufnahme (Panorex) oder mehrschichtige Pan-Bilder an.	F5
Intraoral	<p>Betrachten Sie die intraoralen Aufnahmen auf einem Layout, um beispielsweise eine Röntgenaufnahme des gesamten Zahnbogens zu untersuchen.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Doppelklicken Sie auf ein Bild, um zusätzliche Arbeitsbereichsfunktionen zu verwenden: Bildfilter und SmartLayout (siehe Seite 43). – Um zur anfänglichen Layout-Übersicht zurückzukehren, doppelklicken Sie erneut auf das Bild oder drücken Sie Esc. – Wechseln Sie zu einem anderen Bild, indem Sie auf der Registerkarte SmartPanel Layout auf ein Miniaturbild im Zahnbereich klicken. Sie können auch die Pfeiltasten     auf der Tastatur verwenden. – Mehrere Bilder können im selben Platzhalter gestapelt werden. Klicken Sie auf , um alle Bilder anzuzeigen, und klicken Sie auf , um sie zu vergleichen. 	F6

Arbeitsbereich	Beschreibung	Tastenkombination
Fernröntgen	Zeigen Sie die frontale und/oder laterale Fernröntgenaufnahme an. Verwenden Sie das Tool 3D-Ceph Generieren , um Fernröntgenbilder auf Grundlage der geladenen 3D-Röntgenaufnahme zu berechnen oder importieren Sie 2D-Fernröntgenaufnahmen.	F7
Klinische Bilder	<p>Zeigen Sie die für den Patienten importierten klinischen Bilder an.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Doppelklicken Sie auf ein Bild, um zusätzliche Arbeitsbereichsfunktionen zu verwenden: Bildfilter und SmartLayout (siehe Seite 43). – Um zur anfänglichen Layout-Übersicht zurückzukehren, doppelklicken Sie erneut auf das Bild oder drücken Sie Esc. – Wechseln Sie zu einem anderen Bild, indem Sie auf der Registerkarte SmartPanel Layout in der Minimap auf ein Miniaturbild im Zahnbereich klicken. Sie können auch die Pfeiltasten     auf der Tastatur verwenden. – Mehrere Bilder können im selben Platzhalter gestapelt werden. Klicken Sie auf , um alle Bilder anzuzeigen, und klicken Sie auf , um sie zu vergleichen. – Um ein anderes Layout (Orthodontisch, Kamera oder Klinische Bilder) auszuwählen, klicken Sie auf  in der oberen linken Ecke des Arbeitsbereichs, wählen Sie Layout und dann Ihr bevorzugtes Layout aus. 	F8
Intraorale Bilder	<p>Ähnlich wie klinische Bilder, enthält aber die Bilder der intraoralen Kamera.</p> <p>Wenn ein Zahn auf der Zahnkarte ausgewählt und die intraorale Kamera zur Bildaufnahme im Zahnarbeitsbereich verwendet wird, werden die aufgenommenen Bilder automatisch dem ausgewählten Zahn zugeordnet. Die zugeordneten Zahnnummern werden im Arbeitsbereich „Klinische Bilder“ angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Doppelklicken Sie auf ein Bild, um zusätzliche Arbeitsbereichsfunktionen zu verwenden: Bildfilter und SmartLayout (siehe Seite 43). – Um zur anfänglichen Layout-Übersicht zurückzukehren, doppelklicken Sie erneut auf das Bild oder drücken Sie Esc. – Wechseln Sie zu einem anderen Bild, indem Sie auf der Registerkarte SmartPanel Layout auf ein Miniaturbild im Zahnbereich klicken. Sie können auch die Pfeiltasten     auf der Tastatur verwenden. – Mehrere Bilder können im selben Platzhalter gestapelt werden. Klicken Sie auf , um alle Bilder anzuzeigen, und klicken Sie auf , um sie zu vergleichen. 	n. v.
Intraorale Kamera	Entsprechender Arbeitsbereich für die Aufnahme von Bildern mit einer intraoralen Kamera.	F10
Neueste Bilder	Der Arbeitsbereich Neueste Bilder zeigt alle kürzlich importierten oder erfassten Bilder an. Standardmäßig werden im Arbeitsbereich die Bilder der letzten sieben Tage angezeigt. Um dies zu ändern, gehen Sie zu den DTX Studio Clinic-Einstellungen.	F12

Anpassen von Arbeitsbereichen

1. Klicken Sie im Fenster **Einstellungen** auf **Arbeitsbereich**.
2. Wählen Sie in der Liste **Standardarbeitsbereich** den Arbeitsbereich aus, der beim Öffnen des DTX Studio Clinic standardmäßig angezeigt werden soll. Die Standardeinstellung ist **Zuletzt verwendete Daten**, der Arbeitsbereich, der mit dem zuletzt erfassten oder importierten Bild verknüpft ist.
3. Ändern Sie optional im Feld **Neueste Bilder** die Anzahl der Tage für die im Arbeitsbereich **Neueste Bilder** gezeigten Bilder. Der Standardwert ist 7.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Anzeigen aller zugehörigen Zahninformationen mit SmartFocus™

Um SmartFocus in einer unterstützten Ansicht zu aktivieren, drücken Sie die Leertaste. Alternativ klicken Sie in der Menüleiste oben auf .

- Klicken Sie auf einen Zahnbereich, um zum Zahnarbeitsbereich zu wechseln, und laden Sie optional die Daten für den jeweiligen Zahn in den Ansichten.
- Klicken Sie auf einen Bereich außerhalb des Zahnbereichs, um zum 3D-Untersuchungs-Arbeitsbereich zu wechseln.

Ansichten mit SmartLayout™ anpassen

Passen Sie einen Arbeitsbereich an, indem Sie Ansichten über die Registerkarte SmartPanel**Layout** hinzufügen oder entfernen und die Proportionen der Ansichten ändern.

- Um dem Arbeitsbereich eine weitere Ansicht hinzuzufügen, klicken Sie auf eine Kachel in der Registerkarte SmartPanel **Layout**.
- Klicken Sie erneut auf die Kachel, um die Ansicht aus dem Arbeitsbereich zu entfernen.
- Um die Größenproportionen der Ansichten zu ändern, ziehen Sie die Trennlinien eines Fensters.
- Klicken Sie auf den Titel des Fensters oben links, um eine Ansicht zu schließen. Wählen Sie **Ansicht schließen** aus. Alternativ drücken Sie [Q].
- Um nach Modalität oder Datum zu sortieren oder ausgewählte Bilder zuerst anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Sortieren nach** und wählen Sie entweder **Modalität**, **Datum** oder **Ausgewählt** aus.
- Um das Arbeitsbereichslayout zu speichern, klicken Sie auf **...** neben dem Titel des Arbeitsbereichs und wählen Sie **Arbeitsbereich-Layout speichern** aus. Dieses Layout wird als Standardlayout für neue Patientendiagnosen festgelegt. Um die Ansichten zurückzusetzen, klicken Sie auf **Arbeitsbereich auf Anfangswerte zurückstellen**.

Zusammenführen von IO-Scans und 3D-Röntgenaufnahmen

So führen Sie einen IO-Scan mit einer 3D-Röntgenaufnahme im 3D-Patientenarbeitsbereich zusammen:

1. Klicken Sie im Toolsmenü **IO-Scan** auf **Mit 3D-Röntgenaufnahme fusionieren** .
2. Wählen Sie einen IO-Scan und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie bei Bedarf die korrespondierenden Punkte an und verwenden Sie den Schieberegler **Knochendichtegrenzwert** zum Anpassen der Darstellung.
4. Prüfen Sie die Ausrichtung.
5. Klicken Sie auf **Abschließen**.

Verwenden Sie die Miniaturbildleiste

Die Miniaturleiste am unteren Rand des intraoralen Arbeitsbereichs und der Arbeitsbereiche mit klinischen Bildern enthält alle Bilder, die der Diagnose hinzugefügt wurden, aber nicht in der Arbeitsbereich-Ansicht angezeigt werden.

- Ziehen Sie ein Bild aus der Miniaturleiste und legen Sie es auf einen Platzhalter.
- Wenn der Platzhalter bereits ein Bild enthält, wird dieses durch das neue ersetzt und das alte wieder der Miniaturleiste hinzugefügt.

Diagnostische Befunde hinzufügen

Die Registerkarte SmartPanel **Befunde** ermöglicht es Ihnen, dentale Pathologien, Kieferprobleme oder andere diagnostische Befunde auf Zahnebene zu dokumentieren.

- Um dem Zahn einen vordefinierten diagnostischen Befund hinzuzufügen, klicken Sie im Menü **Diagnose** auf **Befund hinzufügen**  oder fügen Sie im SmartPanel unter **Befunde** einen Befund hinzu. Sie können optional einen Screenshot hinzufügen, indem Sie in einem Befund auf **Screenshots**  klicken.
- Um den Befund zu entfernen, halten Sie den Mauszeiger über den Befund oder wählen Sie den Befund aus, klicken Sie auf **...** und wählen Sie **Löschen** aus.
- Um einen benutzerdefinierten diagnostischen Befund hinzuzufügen, geben Sie einen benutzerdefinierten Namen in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Klicken Sie gegebenenfalls auf das Dropdown-Menü, um einen Status zuzuweisen.

Bemerkungen


Im Zahnarbeitsbereich wird der Status auch in der Zahnübersicht angezeigt.

Wenn der Befund im Zahnarbeitsbereich hinzugefügt wird, wird er einem bestimmten Zahn zugeordnet.

Wenn der Befund in einem anderen Arbeitsbereich erstellt wird, klicken Sie auf den Platzhalter der Zahnnummer und geben Sie die Zahnnummer ein, um den Befund einem bestimmten Zahn hinzuzufügen.

SmartPanel Zahnübersicht

Im Zahn- und Endo-Arbeitsbereich wird eine Zahnübersicht über der Registerkarte SmartPanel angezeigt.



- Der aktive Zahn, für den die Daten im Arbeitsbereich angezeigt werden, ist grün hervorgehoben.
- Um einen anderen Zahn auszuwählen, klicken Sie auf einen Zahn in der Zahnübersicht.
- Klicken Sie unter der Zahnübersicht auf **<**, um den vorherigen Zahn auszuwählen, oder auf **>**, um den nächsten Zahn auszuwählen.
- Ein Zahn mit mindestens einem Befund wird mit einer farbigen Kontur angezeigt. Die Farbe hängt vom Behandlungsstatus des Befundes ab.

Behandlungsstatus	Farbe	Beschreibung
Bedingung	Grau	Der Befund ist nicht kritisch, sollte jedoch beobachtet werden, um die Entwicklung im Laufe der Zeit zu verfolgen.
Behandlungsplan	Rot	Der Befund muss behandelt werden.
Nachuntersuchung	Orange	Der Befund wird in einem frühen Stadium entdeckt und sollte beobachtet werden.
Abgeschlossen	Blau	Die Behandlung für diesen Befund wurde abgeschlossen.

Anpassen des Knochendichtegrenzwerts.

Um den Knochendichtegrenzwert einzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die CB(CT)-Daten in der 3D-Ansicht und wählen Sie **Knochendichtegrenzwert**. Verwenden Sie den Schieberegler, um den bevorzugten Grenzwert festzulegen.

Alternativ können Sie auf der Registerkarte SmartPanel **Ansicht** den Schieberegler für den **3D-Visualisierungsgrenzwert** verwenden.

Anpassen von Querschnitten

- Verschieben Sie einen Querschnitt, indem Sie scrollen und auf die Schnittlinie klicken und sie ziehen. Alternativ bewegen Sie den grauen Schieberegler nach rechts.
- Drehen Sie einen Querschnitt, indem Sie auf eines der Enden des Querschnitts klicken und es ziehen. Ziehen Sie mit der Maus innerhalb der Ansicht, um die Bilddaten um den Mittelpunkt der Ansicht zu drehen.
- Die Position des Querschnitts wird gespeichert.
- Um zur Standardposition zurückzukehren, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Querschnittsansicht und wählen Sie **Schnittachse zurücksetzen**.

Ausblenden des 3D-Volumens

Wählen Sie auf der SmartPanel Registerkarte **Ansicht** des 3D-Patienten-, Zahn- und 3D-Untersuchungs-Arbeitsbereichs die Option **3D-Darstellung ausblenden** aus, um einen Teil des 3D-Volumens auszublenden und bestimmte Bereiche des Volumens zu untersuchen.

Intraorale USB-Dentalkameras in Arbeitsbereichen verwenden

Mit einer intraoralen USB-Dentalkamera können Sie intraorale Aufnahmen direkt aus dem Arbeitsbereich „Intraorale Kamera“ oder aus einem anderen Arbeitsbereich heraus aufnehmen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte für den Arbeitsbereich **Intraorale Kamera** oder klicken Sie in einem beliebigen Arbeitsbereich auf die Option **Kameras** im SmartPanel.
2. Klicken Sie gegebenenfalls auf die Gerätekachel einer Kamera.
3. Drücken Sie die Taste am Gerät, um das Bild aufzunehmen. Sie können auch unten auf **Aufnehmen** klicken.

Bearbeiten Sie Bilder im Arbeitsbereich „Klinische Bilder“.

Doppelklicken Sie auf das Bild, das Sie ändern möchten.

- Um ein klinisches Bild zu spiegeln, zu drehen, zuzuschneiden oder zu begradigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Sie die entsprechende Aktion aus. Alternativ klicken Sie auf  in der oberen linken Arbeitsbereichsecke.
- Um die gleiche Änderung auf andere Bilder anzuwenden, klicken Sie auf der Minimap in der Registerkarte SmartPanel **Layout** auf ein anderes Bild.

Implantatobjekte im Implantatarbeitsbereich erstellen und ändern

- Um ein Implantat oder einen Verankerungsstift zu sperren, die Rotation anzupassen oder die Objektdetails zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt in einer der Ansichten und wählen Sie die entsprechende Option.

Alternativ können Sie die Objektdetails bearbeiten oder den Implantatplan oder Verankerungsstift sperren, indem Sie den Mauszeiger über eine Kachel auf der Registerkarte SmartPanel **Implantatplan** bewegen und auf  klicken. Bearbeiten Sie die Details oder klicken Sie auf  und wählen Sie **Sperren** aus.

- Um einen Implantatplan zu duplizieren, klicken Sie auf  neben dem Titel auf der Registerkarte SmartPanel **Implantatplan** und wählen Sie **Duplizieren** aus.

Anmerkung

Achten Sie darauf, eine vorbereitete OP-Schablone zu aktualisieren, nachdem Sie ein Implantat oder einen Verankerungsstift verändert haben. Halten Sie den Mauszeiger über die Kachel auf der Registerkarte SmartPanel **Implantatplan** und wählen Sie **Aktualisieren** aus.

Die OP-Schablone fertigstellen

Bestätigen in DTX Studio Clinic

Sobald ein IO-Scan mit dem 3D-Röntgenbild fusioniert ist, kann die OP-Schablone vorbereitet werden.

1. Klicken Sie auf **OP-Schablone vorbereiten**  im Menü **Planen** von Werkzeugen.
2. Definieren Sie den Bereich der OP-Schablone und stellen Sie den richtigen Hülsentyp ein.
3. Klicken Sie auf **Fertig**.
4. Klicken Sie im Implantat-Arbeitsbereich auf die Registerkarte **Implantatplan**.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Kachel der OP-Schablone und wählen Sie **Bestätigen**.
6. Geben Sie eine ID ein. Klicken Sie auf **Weiter**.
7. Lesen Sie die Vereinbarung sorgfältig durch. Um der Vereinbarung zuzustimmen, klicken Sie auf **Ich habe das Vorstehende gelesen und stimme diesem zu**.
8. Klicken Sie auf **Bestätigen**.
9. Speichern Sie den Patientendatensatz und schließen Sie DTX Studio Clinic.

Berechnen und stellen Sie fertig in DTX Studio Home

1. Wählen Sie den Patientendatensatz in der Patientenliste in DTX Studio Home aus.
2. Klicken Sie auf **Mehr ...**.
3. Klicken Sie auf **OP-Schablone** .
4. Eine OP-Schablone auswählen.
5. Wählen Sie die bevorzugten Druck- und Exporteinstellungen.
6. Klicken Sie auf **Berechnen**.
7. Klicken Sie auf **ID angeben** und klicken Sie auf das 3D-Modell, um dem OP-Schablonenmodell ein Label zur weiteren Identifizierung nach dem Druck hinzuzufügen.
8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Auswahl zu bestätigen.
9. Klicken Sie auf **Abschließen**.
10. Das OP-Schablonenmodell und die Anleitungsdokumente werden dem Patientendatensatz hinzugefügt.
11. Überprüfen Sie das Modell. Um die OP-Schablone anzupassen, ändern Sie den Implantatplan (falls erforderlich), führen Sie den Assistenten für OP-Schablonen erneut durch, bestätigen Sie die Schablone und exportieren sie erneut.

Tools

Die Symbolleiste enthält Tools zum Diagnostizieren, Messen, Planen von Behandlungen und Bearbeiten der Aufnahme­daten.

Es sind nicht alle Tools in allen Arbeitsbereichen verfügbar. Nicht verfügbare Tools sind abgeblendet dargestellt.



Warnung

Die Messgenauigkeit hängt von den Bilddaten, der verwendeten Scanner-Hardware, seiner Kalibrierung und den Einstellungen für die Datenerfassung ab. Die Messung kann nicht genauer als die Auflösung des Bildes sein. Die DTX Studio Clinic Software meldet den auf eine Zahl nach dem Komma gerundeten Wert, basierend auf vom Anwender ausgewählten Punkten.

Klicken Sie auf eine der Registerkarten in der Symbolleiste, um zu den entsprechenden Tools zu gelangen.

Registerkarte „Diagnose“



Festlegen der Schichtstärke einer 3D-Querschnittsansicht. Klicken Sie auf die 3D-Querschnittsansicht und ziehen Sie sie horizontal, um die Schichtstärke festzulegen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Vorgang zu beenden.

Anmerkung

Um eine Standard-Schichtdicke festzulegen, gehen Sie in den DTX Studio Home-Einstellungen oder DTX Studio Clinic-Benutzereinstellungen zur Registerkarte **Bildeinstellungen**. Wählen Sie im Dropdown-Menü oben rechts die Option **3D-Querschnitt**, **Panorama** oder **Zahn** aus. Wählen Sie eine bevorzugte Dicke im Dropdown-Menü **Schichtstärke** aus.



Ziehen Sie in einer Ansicht, um Helligkeit und Kontrast anzupassen:

- Horizontal: zum Ändern des Kontrasts.
- Vertikal: zum Ändern der Helligkeit.

Anmerkung

Wenn das Helligkeits- und Kontrast-Tool in Graustufenaufnahmen benutzt wird, werden die Werte für Helligkeit und Kontrast entsprechend aktualisiert.

Registerkarte „Diagnose“



Vergrößern Sie einen bestimmten Bereich eines Bildes (Standardeinstellung) oder vergleichen Sie die angewendeten Filter mit dem Originalbild. Verwenden Sie die Minus- und Plus-Tasten (oder Shift + Plus-Taste bei Verwendung von macOS), um die Vergrößerungsstufe anzupassen. Um die Standardeinstellungen zu ändern, wechseln Sie zu den DTX Studio Clinic-Einstellungen.



Untersuchen Sie zugrunde liegende Querschnitte, indem Sie auf ein 3D-Modell klicken.

- Die Schicht wird im Overlay-Schicht-Explorer-Fenster angezeigt.
- Aktive Bildfilter und die Schichtdicke werden auch auf die Schicht-Explorer-Ansicht angewendet.
- Scrollen Sie, um die einzelnen Querschnitte anzusehen.
- Während der Untersuchung der zugrunde liegenden Schicht kann das 3D-Modell weiterhin gedreht werden.



Aufnehmen eines Screenshots. Er wird dem Arbeitsbereich für klinische Bilder, der Registerkarte SmartPanel **Layout** und den Patientendaten hinzugefügt. Der aufgenommene Screenshot kann einem Bericht hinzugefügt werden ([siehe 44](#)).



Fügen Sie einen Befund zur Registerkarte SmartPanel **Befunde** hinzu.



Analysieren Sie den Atemweg. Erstellen Sie mithilfe von Orientierungspunkten eine Umrandung des gewünschten Bereichs. Klicken Sie auf **Fertig**. Das Atemwegsvolumen und der Bereich mit der stärksten Verengung werden im 3D-Patientenarbeitsbereich dargestellt.



Markieren eines Nervenkanals. Klicken Sie auf den ersten Ankerpunkt. Klicken Sie dann auf jeden weiteren Ankerpunkt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Vorgang zu beenden.

- Passen Sie die Nervenkanalmarkierung an, indem Sie die Ankerpunkte in der Ansicht verschieben.
- Alle Ankerpunkte werden in der SmartPanel-Registerkarte **Markierung** als eine Linie angezeigt.



Zeichnen Sie eine benutzerdefinierte Schnittlinie in einer beliebigen Querschnittsansicht des 3D-Patientenarbeitsbereichs (koronal/sagittal/axial), um einen benutzerdefinierten Schnitt zu erstellen und die DVT-Daten im Detail zu untersuchen. So können Sie zum Beispiel die Wurzelkanäle markieren, untersuchen und Markierungen hinzufügen.

- Verschieben Sie die benutzerdefinierte Schicht, indem Sie auf die Schnittlinie klicken und sie ziehen.
- Drehen Sie die benutzerdefinierte Schicht, indem Sie auf eines der Enden der Schicht klicken und es ziehen.

Registerkarte „Diagnose“



Definieren Sie die **Wurzelmorphologie**, indem Sie Bezugspunkte im apikalen Abschnitt des jeweiligen Wurzelkanals angeben.

1. Scrollen Sie durch die Querschnitte, um eine optimale Position zu finden.

Anmerkung

Falls erforderlich, geben Sie die Zahnmitte in der **Horizontal**-Ansicht neu an, indem Sie in der Mitte klicken und ziehen.

2. Klicken Sie in einer der Ansichten auf eine Position.
3. Die Wurzelkanal-Darstellung wird sofort in der **Wurzelkanal**-Ansicht angezeigt.
4. Klicken Sie gegebenenfalls auf **Punkt hinzufügen**, um einen neuen Bezugspunkt hinzuzufügen.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.



Ermitteln Sie Fokusbereiche, die Zahnbefunde enthalten könnten. Siehe [Seite55](#).



Ignorieren Sie die ermittelten Fokusbereiche.

Registerkarte „Markierungen“



Text zu einem Bild hinzufügen



Segmentierte Linien mit dem Stift zeichnen. Alle Linien werden auf der SmartPanel™ Registerkarte **Markierung** als eine Markierung angezeigt.



Freiformlinien mit dem Bleistift zeichnen.



Einen Ring zeichnen.



Einen Pfeil zeichnen.



Die Linienstärke für Markierungen auswählen.

Registerkarte „Messen“



Messen Sie den HU-Wert eines Punkts. Klicken Sie auf einen Punkt in der Szene, um den Grauwert oder den HU-Wert zu messen.



Messen eines linearen Abstands. Klicken Sie auf die zwei Punkte, zwischen denen Sie den Abstand messen möchten. Wenn das Bild noch nicht kalibriert wurde, geben Sie einen Referenzwert ein. Die Kalibrierungsmessung wird in der Ansicht angezeigt und das Kalibrierungsobjekt wird im SmartPanel™ auf der Registerkarte **Markierung** hinzugefügt.

Die Messung (und ihre Genauigkeit) wird angezeigt.



Messen von Segmenten. Klicken Sie auf den ersten Punkt. Klicken Sie dann auf jeden weiteren Punkt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Vorgang zu beenden.

Registerkarte „Messen“



Messen eines Winkels. Klicken Sie auf drei Punkte.

Registerkarte „Planen“



Implantat platzieren. Dieses Tool kann in jedem Arbeitsbereich angewandt werden, der DVT-Daten enthält.



Verankerungsstift hinzufügen.



Verwalten, welche Implantate eingesetzt werden können.



Fügen Sie einen weiteren Implantatplan hinzu. Anschließend können Sie über die Registerkarte SmartPanel **Implantat-Plan** zwischen den Implantatplänen wechseln.



Bereiten Sie eine OP-Schablone vor. Definieren Sie den Bereich der OP-Schablone und stellen Sie den richtigen Hülsentyp ein. Klicken Sie auf **Fertig**.

Registerkarte „3D-Röntgen“



Mit dem KI-gestützten Algorithmus MagicAssist können Sie die DVT-Daten und die Markierung des Unterkiefernerfs automatisch einrichten. Alle automatisch erkannten Punkte können manuell angepasst werden.

3D-Röntgenaufnahmen mit automatisch erkannten Attributen werden durch ein „Auto“-Label in der unteren rechten Ecke gekennzeichnet.



Bearbeiten der Ausrichtung des Patientenmodells. Das 3D-Patientenmodell kann in der bevorzugten Position ausgerichtet werden, indem das Modell in den 3D-Ansichten verschoben und gedreht wird.

1. Klicken Sie auf das Schwenksymbol  oder das Rotationssymbol  oder drücken Sie die Tab-Taste, um zwischen den Modi Drehen und Verschieben zu wechseln. Der ausgewählte Modus wird grün angezeigt.
2. Ziehen Sie das Modell, bis es korrekt an den Referenzlinien ausgerichtet ist.
3. Klicken Sie auf **Fertig**.



Anapssen der OPG-Kurve. Geben Sie die Punkte und Zähne wie gefordert an. Wenn die Zähne nicht deutlich sichtbar sind, scrollen Sie oder bewegen Sie den grauen Schieberegler auf der rechten Seite, um die Position des Axialschnitts an eine Ebene anzupassen, in der die Zahnaufstellung deutlich sichtbar ist (entspricht in etwa der okklusalen Ebene).

Passen Sie bei Bedarf die Kurve an:

- Klicken und ziehen Sie die einzelnen Kontrollpunkte, um die Form der Kurve einzustellen.
- Klicken Sie auf die Kurve, um einen neuen Kontrollpunkt hinzuzufügen.
- Klicken und ziehen Sie den umgebenden Bereich, um die gesamte Kurve zu verschieben.

Registerkarte „3D-Röntgen“



Definieren des Kiefergelenk-Bereichs. Indizieren Sie die Kondylenkopf-Position, wie im Assistenten gezeigt. Klicken Sie auf **Fertig**. Der Kiefergelenks-Arbeitsbereich wird geöffnet, in dem Sie die Position des linken und rechten Kondylenkopfs vergleichen und den Kiefergelenkbereich untersuchen können.



Anpassen der Zahnpositionen. Wählen Sie im Zahnschema den zu kalibrierenden Zahn aus. Sie können den Zahn an seine korrekte Position auf dem Axialschnitt ziehen. Passen Sie die Achse des Zahns auf dem senkrechten Schnitt an.



Bereinigen Sie das Patientenmodell, indem Sie überflüssige Teile ausschneiden. Klicken Sie auf einen Punkt in der 3D-Ansicht, um mit dem Zeichnen um den zu entfernenden Abschnitt herum zu beginnen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Auswahl zu bestätigen.

Anmerkung

Wenn Sie das ursprüngliche Patientenmodell wiederherstellen möchten, klicken Sie auf der SmartPanel Registerkarte **Ansicht** neben **3D-Darstellung** auf **...**. Wählen Sie **3D-Modell auf Ausgangswerte zurückstellen** aus.



Erstellen eines OPG. Die Panorama-Ansicht (Panoramaschnitt) wird den Patientendaten als 2D-Bild hinzugefügt. Das erstellte Bild wird im OPG-Arbeitsbereich geöffnet.



Generieren Sie 3D-Ferrnröntgenaufnahmen basierend auf der importierten 3D-Röntgenaufnahme.

Registerkarte „IO-Scan“



Richten Sie IO-Scans automatisch ein.



Zähne virtuell erstellen oder extrahieren: Fehlende Zähne sind standardmäßig ausgewählt. Um einen Zahn gleichzeitig zu extrahieren und zu erstellen, klicken Sie auf eine bestehende Zahnposition. Um einen Zahn zu extrahieren oder einen virtuellen Zahn zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Zahn und wählen Sie die Aktion **Zahn erstellen** oder **Zahn extrahieren** aus. Klicken Sie auf **Weiter** und überprüfen Sie das Endergebnis. Klicken Sie auf **Abschließen**.

Anmerkung

Um den ursprünglichen IO-Scan anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte SmartPanel **Ansicht**. Wählen Sie den geänderten IO-Scan, klicken Sie auf **...** und wählen Sie **Original-Scanmodell**. Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste auf das intraorale Scanmodell im Arbeitsbereich **Ansicht** klicken, **IO-Scans** auswählen und **Original-Scanmodell** wählen.



Richten Sie einen IO-Scan aus oder richten Sie ihn an der 3D-Röntgenaufnahme neu aus.



Füllen Sie die Löcher* aller Kiefer- und diagnostischen Aufnahmen, die aktuell im Arbeitsbereich für IO-Scans zu sehen sind. Wählen Sie, ob kleine oder alle Löcher gefüllt werden sollen. Klicken Sie auf **Löcher füllen**. Die hinzugefügte Textur wird blau dargestellt.

* Nur für Windows.



Vergleichen Sie IO-Scans, um z. B. gingivale Rezessionen, Zahnabnutzung und andere Abweichungen nachzuuntersuchen. Wählen Sie einen IO-Scan zum Vergleich mit dem Referenzscan aus. Klicken Sie auf **Abschließen**.

Standardmäßig wird eine farbige Abstandskarte angewendet. Wählen Sie auf der SmartPanel™ Registerkarte **Ansicht** die Option **Overlay** aus, um die beiden aneinander ausgerichteten Scans anzuzeigen. Deaktivieren Sie den Vergleich, indem Sie den Schalter **Scan-Vergleich** ausschalten.

Berichte

Erstellen von Berichten

So erstellen Sie einen Bericht, der Befunde enthält oder als Vorlage für Briefe mit Bezug zum Patienten verwendet werden kann:

1. Öffnen Sie im DTX Studio Clinic das Patientenmenü.
2. Klicken Sie auf [Exportieren](#)  und wählen Sie [Bericht](#) aus.
3. Wählen Sie eine Berichtschablone aus.
4. Klicken Sie auf [Bericht exportieren](#).
5. Der Bericht wird in ein editierbares ODT-Format exportiert und im Standard-Texteditor geöffnet, z. B. Microsoft Office, LibreOffice oder OpenOffice Writer.
6. Nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor.
7. Speichern Sie den Bericht.

Hinzufügen von benutzerdefinierten Praxislogos

Das DTX Studio Clinic Symbol wird standardmäßig in die Kopfzeile des Berichts eingefügt. So fügen Sie ein benutzerdefiniertes Logo hinzu:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste DTX Studio Home [Einstellungen](#) auf [Allgemeines](#).
2. Klicken Sie auf [Suchen](#).
3. Wählen Sie ein neues Logo aus.
4. Klicken Sie auf [Öffnen](#).
5. Klicken Sie auf [OK](#).

Öffnen von DTX Studio Implant

Verbinden von DTX Studio Clinic und DTX Studio Implant

1. Klicken Sie in der Randleiste in den DTX Studio Home [Einstellungen](#) auf [DTX Studio Implant](#).
2. Klicken Sie auf [Durchsuchen](#), um zum Installationsort von DTX Studio Implant zu gelangen.

Anmerkung

Legen Sie den Ort für Patientendaten fest, falls Sie Patientendaten zum Patientendatensatz in DTX Studio Implant manuell hinzufügen müssen. D. h., wenn ein Patientendatensatz bereits in DTX Studio Implant vorhanden ist oder wenn intraorale Aufnahmen nach DTX Studio Implant exportiert werden, aber nicht an der 3D-Röntgenaufnahme ausgerichtet sind.

3. Klicken Sie auf [OK](#).

Starten von DTX Studio Implant

1. Wählen Sie den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
Anmerkung
Es muss mindestens eine 3D-Röntgenaufnahme für diesen Patienten verfügbar sein.
2. Klicken Sie auf **Implantat** .
3. Wählen Sie **Patient öffnen** oder **Neuen Patient anlegen** aus.
4. Wenn es mehr als eine 3D-Röntgenaufnahme gibt, wählen Sie die entsprechende Kachel aus.
5. Klicken Sie auf **Exportieren**.
6. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Klicken Sie auf **OK**.
7. Der Patientendatensatz wird erstellt und/oder in DTX Studio Implant geöffnet.

Bestellungen und Partnerkooperationen

Bestellen eines OP-Plans, einer OP-Schablone oder einer Restaurationsbestellung

1. Wählen Sie den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
2. Klicken Sie auf **Zusammenarbeit** .
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über **OP-Plan** , **OP-Schablone**  oder **Restaurationsbestellung** .
4. Klicken Sie auf **Auswählen**.
5. Wählen Sie die Patientendaten aus, die an das Labor oder den Behandler gesendet werden sollen.
6. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
7. In DTX Studio Go wird eine vorläufige Bestellung erstellt. Fügen Sie die fehlenden Daten hinzu und senden Sie die Bestellung an das angeschlossene Labor oder den Behandler.
8. Klicken Sie auf **Bestellungen**  in der Randleiste, um alle Ihre Bestellungen anzuzeigen.

Anmerkung

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass einige Produkte, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind, unter Umständen nicht in allen Märkten lizenziert oder für den Verkauf zugelassen sind.

Einrichten einer Verbindung mit einem Partner

Einige externe Partner können direkt in DTX Studio Clinic integrierte Dienste bereitstellen. Die Bestellung kann in DTX Studio Clinic erstellt und an das Framework des Partners übermittelt werden.

Wenn Serviceanbieter in Ihrer Region zur Verfügung stehen, verbinden Sie zunächst Ihr Partnerkonto in DTX Studio Go.

1. Klicken Sie auf [Zusammenarbeit](#) ⇄.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Partnernamen und wählen Sie [Einrichten](#) aus.
3. Klicken Sie auf [Fortfahren](#).
4. Befolgen Sie die Anweisungen in DTX Studio Go, um die Verbindung herzustellen.

Direkt bei einem Partner bestellen

Sobald das Partnerkonto in DTX Studio Go verbunden ist, können Sie die Services des Partners nutzen.

1. Klicken Sie auf [Zusammenarbeit](#) ⇄.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Partnernamen und klicken Sie auf [Auswählen](#).
3. Wählen Sie die Patientendaten aus, die Sie senden möchten.
4. Klicken Sie auf [Fortfahren](#).
5. Die Dateien werden hochgeladen.
6. Setzen Sie den Bestellvorgang auf der Partner-Website fort.
7. Nach der Übermittlung wird die Bestellung der Übersicht [Bestellungen](#) im Patientendatensatz hinzugefügt.

Anzeigen eines Partnerfalls oder Hinzufügen neuer Daten

1. Wählen Sie den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte [Bestellungen](#).
 - Klicken Sie auf [Fall anzeigen](#), um den Fall auf der Partner-Website zu öffnen.
 - Klicken Sie auf [Neue Daten hinzufügen](#), um neue Daten für den Fall zu übermitteln.

Fokusbereichserkennung

Was ist Fokusbereichserkennung?

DTX Studio Clinic ermöglicht die automatische Erkennung von Fokusbereichen auf intraoralen 2D-Röntgenbildern (IOR). Die IOR-Erfassungsgeräte können entweder digitale Sensoren oder analoge PSP-Platten sein.

Fokusbereichserkennung ist ein KI-gestützter Algorithmus (künstliche Intelligenz), der ein neuronales Faltungsnetzwerk für die Bildsegmentierung verwendet, um Bereiche von Interesse zu lokalisieren, in denen ein Zahnbefund oder ein Aufnahmeartefakt vorhanden sein könnte. Ein bestätigter Fokusbereich wird automatisch in einen diagnostischen Befund für diesen Patienten umgewandelt.

Unterstützte Fokusbereiche für Zahnbefunde sind Karies, apikale Läsionen, Wurzelkanaldefekte, Randdefekte, Knochenverlust und Zahnstein.

Unterstützte Fokusbereiche zum Erfassen von Artefakten sind Überlappung und Kratzer.

Verwendung der Fokusbereichserkennung

Wenn intraorale Aufnahmen aufgenommen oder importiert werden, wird die Fokusbereichserkennung automatisch ausgeführt, um zu prüfen, ob die Bilder Bereiche enthalten, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Sie können dies an der blauen Linie erkennen, die über die Bilder verläuft.


Wenn ein Bild potenzielle Zahnbefunde enthält, wird in der oberen linken Ecke des Bildes ein blaues Symbol  für die **Fokusbereichserkennung** zusammen mit einer Zahl angezeigt, die die Anzahl der Zahnbefunde angibt.

Wenn ein Bild das blaue Symbol nicht enthält, wurden entweder keine möglichen Zahnbefunde erkannt oder das Bild wurde nicht überprüft. Dies bedeutet nicht, dass es keine potenziellen Zahnbefunde gibt. Bei der Verwendung dieser Funktion ist Vorsicht geboten.




Fokusbereichserkennung

Klicken Sie auf ein Bild, um es zu öffnen. Fokusbereiche werden auf den intraoralen Aufnahmen mithilfe von Fokusbereichsmarkierungen visualisiert. Diese Markierungen zeigen die Zahnnummer (sofern bekannt) und die Art des möglicherweise erkannten Zahnbefunds.



Beim Bewegen des Mauszeigers über den Fokusbereich wird ein Hinweis auf den Verbleib des potenziellen Zahnbefunds visualisiert.

Nach Ihrer Analyse können Sie entscheiden, ob Sie den potenziellen Zahnbefund akzeptieren, indem Sie mit der linken Maustaste in den Fokusbereich klicken, oder ob Sie ihn ablehnen, indem Sie mit der rechten Maustaste in den Fokusbereich klicken.



Wenn Sie ihn akzeptieren, wechselt der Fokusbereich zu gelb und wird automatisch in einen diagnostischen Befund umgewandelt. Er wird der Registerkarte SmartPanel **Befunde** hinzugefügt.


Die Fokusbereiche werden auch auf der Registerkarte SmartPanel **Markierung** aufgeführt und können mit den Sichtbarkeitssymbolen der SmartPanel Sichtbarkeitsfunktion ein- oder ausgeblendet werden.

Überlappungen und Kratzer

Die Fokusbereichserkennung prüft auch auf mögliche Überlappungen mehrerer Zähne und/oder Kratzer. Wenn Überlappungen oder Kratzer erkannt werden, wird unten rechts eine Benachrichtigung angezeigt.



Klicken Sie auf [Ansicht](#), um die Benachrichtigung zu überprüfen.





Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1
411 17 Göteborg
Schweden

www.nobelbiocare.com

Vertrieb in Australien durch:

Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Level 4/7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW 2114
Australien


Telefon: +61 1800 804 597



Import in die Schweiz/Vertreter für die Schweiz:



Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Straße 7
8302 Kloten
Schweiz



Verantwortlicher für das Vereinigte Königreich:

Nobel Biocare UK Ltd.
4 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge UB11 1FE
Vereinigtes Königreich



ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
ifu.dtxstudio.com

Vertrieb in Neuseeland durch:

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road
Takanini, Auckland, 2105
Neuseeland

Telefon: +64 0 800 441 657

Vertrieb in der Türkei durch:

EOT Dental
Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş
Nişpetiye Mah. Aytar Cad.
Metro İş Merkezi No: 10/7
Beşiktaş İSTANBUL
Telefon: +90 2123614901